

PODSUMOWANIE BEZPIECZEŃSTWA I SKUTECZNOŚCI KLINICZNEJ

SSCP-002

Rodzina zestawów cewników Hemo-Flow

WAŻNA INFORMACJA

Niniejsze podsumowanie bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej (SSCP) ma na celu zapewnienie publicznego dostępu do zaktualizowanego podsumowania głównych aspektów bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej wyrobu.

Celem niniejszego SSCP nie jest zastąpienie instrukcji użytkownika jako głównego dokumentu służącego do zapewnienia bezpiecznego użytkownika wyrobu. Nie ma ono też na celu dostarczenia sugestii diagnostycznych lub terapeutycznych docelowym użytkownikom lub pacjentom.

Obowiązujące dokumenty	
Typ dokumentu	Tytuł/numer dokumentu
DHF	96024
Numer pliku „Dokumentacja MDR”	MDR-002

Historia zmian					
Wersja	Data	CR#	Autor	Opis zmian	Zatwierdzone
1	04OCT2021	26534	RS	Wdrożenie SSCP	<input type="checkbox"/> Tak, ta wersja została zatwierdzona przez jednostkę notyfikowaną w następującym języku: Angielski <input type="checkbox"/> Nie, ta wersja nie została zatwierdzona przez jednostkę notyfikowaną, ponieważ jest to wszczepialny wyrób klasy IIa lub IIb

2	21JUN2022	27030	RS	Zaplanowana aktualizacja; aktualizacja SSCP zgodnie z CER-002_C.Ponadto w całym tekście zostały dodane następujące elementy: Podstawowy UDI-DI, SRN, nazwa jednostki notyfikowanej i pojedynczy numer identyfikacyjny, nazewnictwo EMDN, ilościowe oznaczenie zagrożeń resztkowych, korzyści i zagrożenia związane z terapiami alternatywnymi, wymagane szkolenie w zakresie hemodializy domowej oraz tabela skrótów.	<input checked="" type="checkbox"/> Tak, ta wersja została zatwierdzona przez jednostkę notyfikowaną w następującym języku: Angielski <input type="checkbox"/> Nie, ta wersja nie została zatwierdzona przez jednostkę notyfikowaną, ponieważ jest to wszczepialny wyrób klasy IIa lub IIb
3	21JUN2023	28223	GM	Okresowa aktualizacja; aktualizacja zgodnie z CER-002, wersja D	<input checked="" type="checkbox"/> Tak, ta wersja została zatwierdzona przez jednostkę notyfikowaną w następującym języku: Angielski <input type="checkbox"/> Nie, ta wersja nie została zatwierdzona przez jednostkę notyfikowaną, ponieważ jest to wszczepialny wyrób klasy IIa lub IIb
4	07JUN2024	29150	GM	Okresowa aktualizacja; aktualizacja zgodnie z CER-002, wersja E	<input type="checkbox"/> Tak, ta wersja została zatwierdzona przez jednostkę notyfikowaną w następującym języku: Angielski

					<input type="checkbox"/> Nie, ta wersja nie została zatwierdzona przez jednostkę notyfikowaną, ponieważ jest to wszczepialny wyrób klasy IIa lub IIb
5	25JUN2025	25-0008	GM	Okresowa aktualizacja; aktualizacja zgodnie z CER-002, wersja F	<input type="checkbox"/> Tak, ta wersja została zatwierdzona przez jednostkę notyfikowaną w następującym języku: Angielski <input type="checkbox"/> Nie, ta wersja nie została zatwierdzona przez jednostkę notyfikowaną, ponieważ jest to wszczepialny wyrób klasy IIa lub IIb

UŻYTKOWNICY/FACHOWY PERSONEL MEDYCZNY

Poniższe informacje są przeznaczone dla: użytkowników/fachowego personelu medycznego.

1. Identyfikacja wyrobu i informacje ogólne

Nazwa handlowa wyrobu	Hemo-Flow®, Jet Flow, Nipro Flow
Nazwa i adres producenta	Medical Components, Inc. 1499 Delp Drive Harleysville, PA 19438 USA
Pojedynczy numer rejestracyjny producenta (SRN)	US-MF-000008230
Podstawowy UDI-DI	00884908101MG
Opis/tekst nomenklatury wyrobów medycznych	F900202 – cewnik i zestawy do stałej hemodializy
Klasa wyrobu	III
Data wydania pierwszego certyfikatu CE dla tego wyrobu	luty 2004 r.
Imię i nazwisko autoryzowanego przedstawiciela i SRN	Europejski specjalista ds. regulacji Medical Product Service GmbH (MPS) Borngasse 20 35619 Braunfels, Niemcy SRN: DE-AR-000005009
Nazwa jednostki notyfikowanej i pojedynczy numer identyfikacyjny	BSI Netherlands NB2797

Wszystkie wyroby objęte zakresem tego dokumentu to zestawy cewników do hemodializy długoterminowej. Numery katalogowe wyrobów są podzielone na kategorie wariantów. Wyroby te są rozprowadzane jako zestawy zabiegowe, w różnych konfiguracjach, w tym akcesoria i wyroby pomocnicze (patrz rozdział „Akcesoria przeznaczone do użytku w połączeniu z wyrobem”).

Warianty wyrobów:

Opis wariantu	Numer(y) katalogowy(-e)	Wyjaśnienie wielu numerów katalogowych
Fabrycznie zakrzywiony Hemo Flow 14,5 F x 24 cm	10385-824-001C 10385-824-100C 10385-824-112C	Brak znaczących różnic klinicznych, biologicznych lub technicznych (jedyną różnicą jest marka)
Prosty Hemo Flow 14,5 F x 24 cm	10385-824-001 10385-824-100 10385-824-112	Brak znaczących różnic klinicznych, biologicznych lub technicznych (jedyną różnicą jest marka)
Fabrycznie zakrzywiony Hemo Flow 14,5 F x 28 cm	10385-828-001C 10385-828-100C 10385-828-112C	Brak znaczących różnic klinicznych, biologicznych lub technicznych (jedyną różnicą jest marka)

Opis wariantu	Numer(y) katalogowy(-e)	Wyjaśnienie wielu numerów katalogowych
Prosty Hemo Flow 14,5 F x 28 cm	10385-828-001 10385-828-100 10385-828-112	Brak znaczących różnic klinicznych, biologicznych lub technicznych (jedyną różnicą jest marka)
Fabrycznie zakrzywiony Hemo Flow 14,5 F x 32 cm	10385-832-001C 10385-832-100C 10385-832-112C	Brak znaczących różnic klinicznych, biologicznych lub technicznych (jedyną różnicą jest marka)
Prosty Hemo Flow 14,5 F x 32 cm	10385-832-001 10385-832-100 10385-832-112	Brak znaczących różnic klinicznych, biologicznych lub technicznych (jedyną różnicą jest marka)
Fabrycznie zakrzywiony Hemo Flow 14,5 F x 36 cm	10385-836-001C 10385-836-112C	Brak znaczących różnic klinicznych, biologicznych lub technicznych (jedyną różnicą jest marka)
Prosty Hemo Flow 14,5 F x 36 cm	10385-836-001 10385-836-100 10385-836-112	Brak znaczących różnic klinicznych, biologicznych lub technicznych (jedyną różnicą jest marka)
Prosty Hemo Flow 14,5 F x 40 cm	10385-840-001 10385-840-100	Brak znaczących różnic klinicznych, biologicznych lub technicznych (jedyną różnicą jest marka)
Prosty Hemo Flow 14,5 F x 55 cm	10385-855-001	Nie dotyczy

Tace zabiegowe:

Kod katalogowy	Numer katalogowy	Opis
HFS24E.	10385-824-001	Zestaw cewnika Hemo-Flow® 14,5 F x 24 cm (mankiet 19 cm od końcówki)
HFS28E.	10385-828-001	Zestaw cewnika Hemo-Flow® 14,5 F x 28 cm (mankiet 23 cm od końcówki)
HFS32E.	10385-832-001	Zestaw cewnika Hemo-Flow® 14,5 F x 32 cm (mankiet 27 cm od końcówki)
HFS36E.	10385-836-001	Zestaw cewnika Hemo-Flow® 14,5 F x 36 cm (mankiet 31 cm od końcówki)
HFS40E.	10385-840-001	Zestaw cewnika Hemo-Flow® 14,5 F x 40 cm (mankiet 35 cm od końcówki)
HFS 55	10385-855-001	Zestaw cewnika Hemo-Flow® 14,5 F x 55 cm (mankiet 50 cm od końcówki)
HFS24PCE.	10385-824-001C	Zestaw fabrycznie zakrzywionego cewnika Hemo-Flow® 14,5 F x 24 cm (mankiet 19 cm od końcówki)
HFS28PCE.	10385-828-001C	Zestaw fabrycznie zakrzywionego cewnika Hemo-Flow® 14,5 F x 28 cm (mankiet 23 cm od końcówki)
HFS32PCE.	10385-832-001C	Zestaw fabrycznie zakrzywionego cewnika Hemo-Flow® 14,5 F x 32 cm (mankiet 27 cm od końcówki)
HFS36PCE.	10385-836-001C	Zestaw fabrycznie zakrzywionego cewnika Hemo-Flow® 14,5 F x 36 cm (mankiet 31 cm od końcówki)
JFC1424	10385-824-100	Zestaw cewnika Jet Flow 14,5 F x 24 cm (mankiet 19 cm od końcówki)
JFC1428	10385-828-100	Zestaw cewnika Jet Flow 14,5 F x 28 cm (mankiet 23 cm od końcówki)
JFC1432	10385-832-100	Zestaw cewnika Jet Flow 14,5 F x 32 cm (mankiet 27 cm od końcówki)
JFC1436	10385-836-100	Zestaw cewnika Jet Flow 14,5 F x 36 cm (mankiet 31 cm od końcówki)
JFC1440	10385-840-100	Zestaw cewnika Jet Flow 14,5 F x 40 cm (mankiet 35 cm od końcówki)

Kod katalogowy	Numer katalogowy	Opis
JFC1424PC	10385-824-100C	Zestaw fabrycznie zakrzywionego cewnika Jet Flow 14,5 F x 24 cm (mankiet 19 cm od końcówki)
JFC1428PC	10385-828-100C	Zestaw fabrycznie zakrzywionego cewnika Jet Flow 14,5 F x 28 cm (mankiet 23 cm od końcówki)
JFC1432PC	10385-832-100C	Zestaw fabrycznie zakrzywionego cewnika Jet Flow 14,5 F x 32 cm (mankiet 27 cm od końcówki)
NITDL24SK	10385-824-112	Zestaw cewnika Nipro Flow 14,5 F x 24 cm (mankiet 19 cm od końcówki)
NITDL28SK	10385-828-112	Zestaw cewnika Nipro Flow 14,5 F x 28 cm (mankiet 23 cm od końcówki)
NITDL32SK	10385-832-112	Zestaw cewnika Nipro Flow 14,5 F x 32 cm (mankiet 27 cm od końcówki)
NITDL36SK	10385-836-112	Zestaw cewnika Nipro Flow 14,5 F x 36 cm (mankiet 31 cm od końcówki)
NITDL24CK	10385-824-112C	Zestaw fabrycznie zakrzywionego cewnika Nipro Flow 14,5 F x 24 cm (mankiet 19 cm od końcówki)
NITDL28CK	10385-828-112C	Zestaw fabrycznie zakrzywionego cewnika Nipro Flow 14,5 F x 28 cm (mankiet 23 cm od końcówki)
NITDL32CK	10385-832-112C	Zestaw fabrycznie zakrzywionego cewnika Nipro Flow 14,5 F x 32 cm (mankiet 27 cm od końcówki)
NITDL36CK	10385-836-112C	Zestaw fabrycznie zakrzywionego cewnika Nipro Flow 14,5 F x 36 cm (mankiet 31 cm od końcówki)

Konfiguracje tac zabiegowych:

Typ konfiguracji	Elementy zestawu
Zestaw Hemo-Flow®	<ul style="list-style-type: none"> (1) cewnik (1) igła wprowadzająca 18 GA (1) prowadnik 0,038" (0,97 mm) x 70 cm (1) narzędzie wprowadzające prowadnik (1) tuneler (1) rozszerzacz 14F (1) odrywany introduktor z zastawką 15F (1) skalpel (2) nasadki (1) karta identyfikacyjna dla pacjenta (1) pakiet informacyjny dla pacjenta
Zestaw Hemo-Flow® (długość 55 cm)	<ul style="list-style-type: none"> (1) cewnik (1) igła wprowadzająca 18 GA (1) prowadnik 0,038" (0,97 mm) x 100 cm (1) narzędzie wprowadzające prowadnik (1) tuneler (1) rozszerzacz 14F (1) odrywany introduktor z zastawką 15F (1) skalpel (2) nasadki (1) karta identyfikacyjna dla pacjenta (1) pakiet informacyjny dla pacjenta

Typ konfiguracji	Elementy zestawu
Zestaw Jet Flow Zestaw Nipro Flow	(1) cewnik (1) igła wprowadzająca 18 GA (1) prowadnik 0,038" (0,97 mm) x 70 cm (1) narzędzie wprowadzające prowadnik (1) tuneler (1) rozszerzacz 14F (1) odrywany introduktor z zastawką 15F (1) skalpel (2) nasadki (1) karta identyfikacyjna dla pacjenta (1) pakiet informacyjny dla pacjenta

2. Przeznaczenie wyrobu

Cel	Cewniki Hemo-Flow®/Jet Flow/Nipro Flow są przeznaczone do stosowania u dorosłych pacjentów, którzy nie mają funkcjonalnego stałego dostępu naczyniowego lub nie kwalifikują się do założenia stałego dostępu naczyniowego, dla których centralny dostęp żylny do hemodializy jest uważany za konieczny na podstawie wskazania wykwalifikowanego, licencjonowanego lekarza. Cewnik jest przeznaczony do stosowania pod regularną kontrolą i oceną wykwalifikowanego personelu medycznego. Ten cewnik ten jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku.
Wskazania	Cewniki Hemo-Flow®/Jet Flow/Nipro Flow są wskazane do krótkotrwałego lub długotrwałego stosowania, gdy do hemodializy wymagany jest dostęp naczyniowy przez 14 dni lub dłużej.
Populacja docelowa	Cewniki Hemo-Flow®/Jet Flow/Nipro Flow są przeznaczone do stosowania u dorosłych pacjentów, którzy nie mają funkcjonalnego stałego dostępu naczyniowego lub nie kwalifikują się do założenia stałego dostępu naczyniowego, dla których centralny dostęp żylny do hemodializy jest uważany za konieczny na podstawie wskazania wykwalifikowanego, licencjonowanego lekarza. Cewnik nie jest przeznaczony do stosowania u pacjentów pediatrycznych.
Przeciwwskazania i/lub ograniczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Znana lub podejrzewana alergia na którykolwiek ze składników cewnika lub zestawu • Ten wyrób jest przeciwwskazany u pacjentów wykazujących ciężką, niekontrolowaną koagulopatię lub małopłytkowość.


3. Opis wyrobu




Rysunek 1: Cewnik Hemo-Flow (prosty)



Rysunek 2: Cewnik Hemo-Flow (fabrycznie zakrzywiony)



Rysunek 3: Cewnik Jet-Flow/Nipro



Rysunek 4: Cewnik Jet-Flow/Nipro (fabrycznie zakrzywiony)

<p>Opis wyrobu</p>	<p>Cewnik Hemo-Flow®/Jet Flow/Nipro Flow to stosowany długoterminowo cewnik dwukanałowy, z pojedynczym dostępem, który służy do pobierania i zwracania krwi przez dwa oddzielne kanały (światła). Każde światło jest połączone linią przedłużającą. Przejście między kanałem a przedłużeniem mieści się w formowanej obsadce. Każdy kanał ma objętość napełnienia identyfikowaną przez pierścienie identyfikacyjne zamontowane w zaciskach na przedłużaczach. Mankiet poliestrowy jest umieszczany na kanale cewnika w celu umożliwienia wrastania tkanki, co powoduje zakotwiczenie cewnika. Cewnik zawiera siarczan baru, aby ułatwić wizualizację pod kontrolą fluoroskopową lub RTG. Cewnik został przetestowany przy natężeniu przepływu do 500 ml/min. Cewnik jest dostępny w różnych rozmiarach, aby dostosować się do preferencji lekarza i potrzeb klinicznych.</p>														
<p>Materiały/substancje mające kontakt z tkanką pacjenta</p>	<p>Wartości procentowe podane w poniższej tabeli oparte są na masie zmontowanych cewników 24 cm (12,93 g) i 55 cm (17,48 g).</p> <table border="1" data-bbox="613 1499 1317 1791"> <thead> <tr> <th>Materiał</th> <th>% wag. (w/w)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Poliuretan</td> <td>60,40–65,50</td> </tr> <tr> <td>Kopolimer acetalowy</td> <td>13,64–18,44</td> </tr> <tr> <td>Silikon</td> <td>5,81–7,85</td> </tr> <tr> <td>Akrylonitryl-butadien-styren</td> <td>4,32–5,85</td> </tr> <tr> <td>Siarczan baru</td> <td>5,03–8,93</td> </tr> <tr> <td>Politereftalan etylenu</td> <td>1,81–2,44</td> </tr> </tbody> </table>	Materiał	% wag. (w/w)	Poliuretan	60,40–65,50	Kopolimer acetalowy	13,64–18,44	Silikon	5,81–7,85	Akrylonitryl-butadien-styren	4,32–5,85	Siarczan baru	5,03–8,93	Politereftalan etylenu	1,81–2,44
Materiał	% wag. (w/w)														
Poliuretan	60,40–65,50														
Kopolimer acetalowy	13,64–18,44														
Silikon	5,81–7,85														
Akrylonitryl-butadien-styren	4,32–5,85														
Siarczan baru	5,03–8,93														
Politereftalan etylenu	1,81–2,44														

	<p>Uwaga: zgodnie z instrukcją użytkownika stosowanie wyrobu jest przeciwwskazane u pacjentów ze stwierdzoną lub podejrzaną alergią na powyższe materiały.</p> <p>Uwaga: akcesoria zawierające stal nierdzewną mogą zawierać do 4% wag. kobaltu jako substancji CMR.</p>	
Informacje o substancjach leczniczych w wyrobie	Nie dotyczy	
W jaki sposób wyrób osiąga zamierzony sposób działania	<p>Cewniki do hemodializy to centralnie umieszczone przewody dostępne. Typowy cewnik do hemodializy wykorzystuje cienki, elastyczny przewód. Przewód posiada dwa otwory. Przewód jest wprowadzany do dużej żyły. Żyła jest zwykle żyłą szyjną wewnętrzną. Krew cofa się przez jeden kanał cewnika. Krew przepływa do urządzenia do dializy przez oddzielny zestaw przewodów. Krew jest następnie przetwarzana i filtrowana. Krew wraca do pacjenta przez drugi kanał. Ten wyrób jest używany, gdy dializa musi rozpocząć się natychmiast. Pacjenci mogą nie mieć funkcjonalnej przetoki AV lub przeszczepu. Hemodializa przy pomocy cewnika zwykle odbywa się krótkoterminowo. W niektórych przypadkach może wystąpić dostęp długoterminowy. Na przykład: gdy występują problemy z utrzymaniem przetoki AV lub przeszczepu.</p>	
Informacje o sterylizacji	Zawartość w zamkniętym, nieuszkodzonym opakowaniu jest jałowa i niepirogenna. Produkt wysterylizowany tlenkiem etylenu.	
Poprzednie generacje/warianty	Nazwa poprzedniej generacji	Różnice w stosunku do obecnego wyrobu
	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Akcesoria przeznaczone do stosowania w połączeniu z cewnikami Hemo-Flow®, Jet Flow, Nipro Flow	Nazwa akcesorium	Opis akcesorium
	Prowadnik	Do ogólnego stosowania wewnątrznaczyniowego w celu ułatwienia selektywnego umieszczenia wyrobów medycznych w strukturze anatomicznej naczynia.
	Narzędzie wprowadzające prowadnik	Wspomaga wprowadzanie prowadnika do żyły docelowej.
	Igła wprowadzająca	Stosowana do przezskórnego wprowadzania prowadników.
	Skalpel	Wyrób tnący podczas zabiegów chirurgicznych, histopatologicznych i drobnych zabiegów medycznych
	Tuneler	Instrument służący do wykonania tunelu podskórnego
	Tuleja tunelu	Tuleja przesuwana się w dół tunelera i na końcówkę cewnika, aby zamocować cewnik do tunelera.
Odrywany introduktor	Introduktory są stosowane w celu uzyskania centralnego dostępu żylnego dla ułatwienia wprowadzenia cewnika do centralnego układu żylnego.	

	Rozszerzacz	Przeznaczony do przezskórnego wprowadzania do naczynia w celu powiększenia otworu naczynia, aby umieścić cewnik w żyłę.
	Nasadka	Służy do utrzymania czystości i ochrony złącza cewnika pomiędzy zabiegami.
Inne wyroby lub produkty przeznaczone do stosowania w połączeniu z cewnikami Hemo-Flow®, Jet Flow, Nipro Flow	Nazwa wyrobu lub produktu	Opis wyrobu lub produktu
	Tegaderm	Przylepny opatrunek na rany mający chronić cewnik przed zanieczyszczeniem, gdy nie jest on używany
	Strzykawka	Podłączona do igły wprowadzającej, aby pomóc w zaobserwowaniu powrotu krwi, gdy igła wprowadzająca przebije docelową żyłę, zapobiegając zatorowi powietrznemu

4. Zagrożenia i ostrzeżenia

Zagrożenia resztkowe i działania niepożądane	<p>Wszystkie zabiegi chirurgiczne są związane z ryzykiem. Firma Medcomp wdrożyła procesy zarządzania ryzykiem w celu proaktywnego wykrywania i ograniczania tych zagrożeń w jak największym stopniu bez negatywnego wpływu na profil korzyści do ryzyka urządzenia. Po zastosowaniu środków łagodzących pozostają zagrożenia resztkowe i możliwość wystąpienia zdarzeń niepożądanych związanych z użyciem tego produktu. Firma Medcomp ustaliła, że wszystkie zagrożenia resztkowe są dopuszczalne.</p>	
	Rodzaj szkody resztkowej	Możliwe zdarzenia niepożądane związane ze szkodą
	Krwawieni	Krwawienie (może być poważne) Krwawienie z tętnicy udowej Krwiak Krwawienie zaotrzewnowe
	Incydent kardiologiczny	Arytmia serca Tamponada serca
	Zator	Zator powietrzny
Zakażenie	Bakteriemia Zapalenie wsierdzia Zakażenie miejsca wyprowadzenia Posocznica Zakażenie tunelu	

Perforacja	Przebicie żyły głównej dolnej Rozdarcie naczyń Perforacja naczyń Odma opłucnowa Nakłucie prawego przedsionka Nakłucie tętnicy podobojczykowej Nakłucie żyły głównej górnej
Zakrzepica	Zakrzepica żył centralnych Utworzenie koszulki fibrynowej Zakrzepica światła Zakrzepica żył podobojczykowych Zakrzepica naczyń
Inne powikłania	Uraz splotu ramiennego Uszkodzenie nerwu udowego Krwak opłucnej Uraz opłucnej Rozdarcie przewodu piersiowego Zwężenie żyłne

Kategoria zagrożeń resztkowych u pacjenta	Ilościowe oznaczenie zagrożeń resztkowych	
	Reklamacje PMS (01.01.2016 – 31.03.2025)	Zdarzenia PMCF
	Sprzedane jednostki: 701 139	Zbadane jednostki: 183
	% wyrobów	% wyrobów
Reakcja alergiczna	Nie zgłoszono	Nie zgłoszono
Krwawienie	0,0009%	3,83%
Incydent kardiologiczny	0,0001%	1,09%
Zator	Nie zgłoszono	0,55%
Zakażenie	Nie zgłoszono	10,38%
Perforacja	Nie zgłoszono	0,55%
Zwężenie	Nie zgłoszono	Nie zgłoszono
Uraz tkanki	Nie zgłoszono	Nie zgłoszono
Zakrzepica	Nie zgłoszono	6,01%

Ostrzeżenia i środki ostrożności	<p>Wszystkie ostrzeżenia zostały sprawdzone pod kątem analizy ryzyka, PMS i testów użyteczności w celu potwierdzenia spójności między źródłami informacji. Zgodnie z instrukcjami użytkownika produktu dla wszystkich marek (IFU 40769JBSI, IFU 40769BSI i IFU 40769NBSI), cewniki Hemo-Flow® mają następujące ostrzeżenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nie wprowadzać cewnika do naczyń z zakrzepicą. W razie napotkania nadzwyczajnego oporu nie należy wprowadzać przewodnika ani cewnika. Nie wprowadzać przewodnika do żadnego elementu ani nie wycofywać przy użyciu siły. Jeśli przewodnik ulegnie uszkodzeniu, przewodnik i wszelkie powiązane elementy muszą zostać usunięte razem.
----------------------------------	--

- Nie należy ponownie sterylizować cewnika ani akcesoriów (bez względu na metodę sterylizacji).
- Zawartość w zamkniętym, nieuszkodzonym opakowaniu jest jałowa i niepirogenna. STERYLIZOWANE TLENKIEM ETYLENU
- Nie używać ponownie cewnika ani akcesoriów, ponieważ może wystąpić nieprawidłowe czyszczenie i odkażenie urządzenia, co może doprowadzić do zanieczyszczenia, pogorszenia jakości cewnika, zmęczenia urządzenia lub reakcji na endotoksyny.
- Nie stosować cewnika ani akcesoriów, jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone.
- Nie używać cewnika ani akcesoriów, jeśli widoczne są jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia produktu lub minął termin ważności.
- Nie używać ostrych narzędzi w pobliżu przewodów przedłużających ani w pobliżu kanału cewnika.
- Do usunięcia opatrunku nie należy używać nożyczek.

Środki ostrożności wymienione w instrukcji użytkowania cewnika Hemo-Flow® są następujące:

- W celu wykrycia obecności uszkodzeń należy sprawdzić kanał cewnika i przedłużacze przed i po każdym użyciu terapeutycznym.
- Aby zapobiec wypadkom, należy zapewnić pewne umocowanie wszystkich koreczków i połączeń linii krwi przed i pomiędzy cyklami leczenia.
- W połączeniu z tym cewnikiem należy używać wyłącznie złącza typu luer (gwintowanego).
- W rzadkich przypadkach, gdy koncentrator lub złącze oddzieli się od jakiegokolwiek części podczas wprowadzania lub używania cewnika, należy podjąć wszelkie niezbędne kroki i środki ostrożności, aby zapobiec utracie krwi i zatorowości powietrznej oraz usunąć cewnik.
- Przed próbą wprowadzenia cewnika należy się upewnić, że posiada się wiedzę na temat potencjalnych powikłań oraz umiejętność ich doraźnego leczenia, w razie gdyby wystąpiły.
- Wielokrotne nadmierne zaciskanie linii krwi, strzykawek i zatyczek może skrócić żywotność złącza i doprowadzić do jego ewentualnego uszkodzenia.
- Cewnik ulegnie uszkodzeniu, jeśli zostaną użyte inne zaciski niż dostarczone z zestawem.
- Należy unikać zaciskania w pobliżu złącza Luer Lock i obsadki cewnika. Wielokrotne zaciskanie przewodów w tym samym miejscu może je osłabić.

Dodatkowe ostrzeżenia i przestrogi wymienione w instrukcji użytkowania cewnika Hemo-Flow® są następujące:

- Przy wprowadzaniu cewnika z dostępu przez żyłę udową częstość zakażeń może być większa.
- Nie wyciągać tunelera pod kątem. Trzymać tuneler prosto, aby zapobiec uszkodzeniu końcówki cewnika.

- NIE chwytać i nie ciągnąć prowadnika przed zwolnieniem narzędzia prostującego. Może dojść do uszkodzenia prowadnika, jeśli zostanie on pociągnięty do ogranicznika narzędzia prostującego J.
- Długość wprowadzonego prowadnika zależy od wielkości pacjenta. W czasie zabiegu należy monitorować pacjenta pod kątem arytmii. W czasie tego zabiegu należy oceniać czynność serca pacjenta za pomocą kardiomonitora. Arytmie serca mogą wystąpić, jeśli prowadnik zostanie wprowadzony do prawego przedsionka. W czasie tego zabiegu należy mocno trzymać prowadnik.
- Niewystarczające rozszerzenie tkanki może spowodować ściśnięcie kanału cewnika na prowadniku, utrudniając wprowadzenie i usunięcie prowadnika z cewnika. Może to spowodować zagięcie prowadnika.
- Odrywany introduktor z zastawką nie jest przeznaczony do stosowania w układzie tętniczym ani jako środek hemostatyczny urządzenia.
- NIE zginać koszulki/rozszerzacza podczas wprowadzania, ponieważ zginanie spowoduje, że koszulka przedwcześnie się rozerwie. Przy pierwszym wprowadzaniu przez powierzchnię skóry trzymać introduktor blisko końcówki (około 3 cm od końcówki). Aby przesunąć introduktor w kierunku żyły, ponownie chwycić introduktor kilka centymetrów nad pierwotnym miejscem uchwycenia i docisnąć introduktor. Powtarzać procedurę aż do wprowadzenia introduktora na odpowiednią głębokość w zależności od anatomii pacjenta i decyzji lekarza.
- Nigdy nie pozostawiać koszulki na miejscu jako cewnika założonego na stałe. Nastąpi uszkodzenie żyły.
- Należy się upewnić, że całe powietrze zostało zaaspirowane z cewnika i przedłużacza. Nieprzestrzeżenie tego może doprowadzić do zatorowości powietrznej.
- Niepotwierdzenie położenia cewnika może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmiertelnych powikłań.
- Zachować ostrożność podczas używania ostrych przedmiotów lub igieł w pobliżu kanału cewnika. Kontakt z ostrymi przedmiotami może spowodować uszkodzenie cewnika.
- Należy zaciskać cewnik wyłącznie przy użyciu dostarczonych zacisków płaskich.
- Zaciski przedłużacza mogą być otwierane jedynie w celu aspiracji, przepłukania i dializoterapii.
- Pacjenci nie mogą pływać, brać prysznic ani zmoczyć opatrunku podczas kąpieli.
- Należy przeanalizować protokół szpitala/jednostki, możliwe powikłania i ich leczenie, ostrzeżenia i środki ostrożności zawsze przed podjęciem wszelkiego rodzaju mechanicznych i chemicznych interwencji w odpowiedzi na problemy ze skutecznością cewnika.
- Ze względu na ryzyko ekspozycji na wirusa HIV (ludzki wirus niedoboru odporności) lub inne patogeny przenoszone drogą krwi pracownicy służby zdrowia powinni zawsze stosować uniwersalne środki ostrożności dotyczące postępowania z krwią i płynami ustrojowymi podczas opieki nad wszystkimi pacjentami.
- Przed usunięciem cewnika należy zawsze zapoznać się z protokołem szpitala lub oddziału, potencjalnymi powikłaniami i ich leczeniem, ostrzeżeniami i środkami ostrożności.

	<ul style="list-style-type: none"> Nie należy przeciągać dystalnego końca cewnika przez nacięcie, ponieważ może dojść do zanieczyszczenia rany.
Inne istotne aspekty bezpieczeństwa (np. akcje naprawcze dotyczące bezpieczeństwa itp.)	Za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2025 r. zgłoszono 103 reklamacje na 511 182 sprzedanych jednostek, co daje ogólny wskaźnik reklamacji 0,020%. Nie było zdarzeń związanych ze zgonem. Żadne zdarzenie nie skutkowało wycofaniem produktu w okresie objętym przeglądem.

5. Podsumowanie oceny klinicznej i obserwacji klinicznych po wprowadzeniu do obrotu (PMCF)

Podsumowanie danych klinicznych związanych z przedmiotowym wyrobem			
Poniższa tabela zawiera informacje o liczbie przypadków wprowadzenia wyrobu, które zostały zidentyfikowane i wykorzystane na potrzeby oceny wydajności klinicznej w przypadku każdego klinicznego źródła danych.			
Literatura kliniczna	Dane PMCF	Przypadki łącznie	Odpowiedzi na ankietę użytkownika
1 822	183	2 005	8
<p>Skuteczność kliniczną mierzono za pomocą parametrów, w tym, m.in., czasu założenia, wyników dotyczących wprowadzania cewnika i częstości występowania zdarzeń niepożądanych. Krytyczne parametry kliniczne wyekstrahowane z tych badań spełniały standardy określone w wytycznych dla stanu techniki. W żadnej z aktywności klinicznych nie wykryto żadnych nieprzewidzianych zdarzeń niepożądanych ani innych poważnych zdarzeń niepożądanych.</p> <p>Cewniki Medcomp są poddawane i muszą z powodzeniem przejść testy symulacyjne, mające na celu powtórzenie użycia 3 razy w tygodniu przez 12 miesięcy w ramach procesu rozwoju urządzenia. Cewnik Hemo-Flow®/Jet Flow/Nipro Flow przeszedł te testy. Chociaż cewniki Medcomp nie zawierają materiałów, które ulegają degradacji z upływem czasu, w pełni sprawne cewniki można usunąć z innych powodów, takich jak nieuleczalne zakażenie, zmiana terapii (np. wymiana nerki (przeszczep) lub zastosowanie graftu/przetoki tętniczo-żylniej). Z tych powodów opublikowana literatura kliniczna nie zawsze koncentruje się na fizycznym okresie żywotności cewnika. W przypadku cewnika Hemo-Flow®/Jet Flow/Nipro Flow 48 cewników miało czas stosowania wynoszący 236,6 dnia [95% CI: 165,4–307,9 dnia], który został stwierdzony w dotychczasowym zastosowaniu klinicznym. W oparciu o te informacje, cewnik Hemo-Flow®/Jet Flow/Nipro Flow ma 12-miesięczny okres żywotności; jednak decyzja o usunięciu i/lub wymianie cewnika powinna opierać się na skuteczności klinicznej i potrzebie, a nie na jakimkolwiek z góry określonym momencie.</p>			
Podsumowanie danych klinicznych związanych z równoważnym wyrobem (jeśli dotyczy)			
Dowody kliniczne z opublikowanej literatury i aktywności PMCF zostały wygenerowane specyficzne dla znanych i nieznanymi wariantów przedmiotowego urządzenia. Uzasadnienie równoważności w zaktualizowanym sprawozdaniu z oceny klinicznej wykaże, że dowody kliniczne dostępne dla tych wariantów są reprezentatywne dla zakresu wariantów wyrobów w rodzinie wyrobów.			
Nie ma różnic klinicznych ani biologicznych między wariantami w obrębie przedmiotowej rodziny wyrobów, a potencjalny wpływ różnic technicznych zostanie racjonalizowany w zaktualizowanym sprawozdaniu z oceny klinicznej.			
Podsumowanie danych klinicznych z badań przed wprowadzeniem do obrotu (jeśli dotyczy)			

Do oceny klinicznej nie użyto żadnych wyrobów klinicznych dostępnych przed wprowadzeniem do obrotu.

Podsumowanie danych klinicznych z innych źródeł:

Źródło: Podsumowanie opublikowanej literatury

Podczas przeszukiwania literatury dotyczącej dowodów klinicznych znaleziono sześć opublikowanych artykułów dotyczące 1 753 przypadków specyficznych dla rodziny wyrobów Hemo-Flow® oraz dodatkowo 69 przypadków z mieszanej kohorty, w tym rodziny wyrobów Hemo-Flow®. Artykuły obejmują jedno randomizowane, kontrolowane badanie (Hwang et al., 2012), cztery badania retrospektywne (Forauer et al., 2009; Parvulescu et al., 2021; Abd El-Hameed i Abdelhamid, 2022; Ulsan et al., 2024) oraz jedno studium przypadku (Wu et al., 2021).

Bibliografia:

Abd El-Hameed, A. R., & Abdelhamid, W. A. R. (2022). Challenging, Safe, and Effective Use of External Iliac Vein for Insertion of Tunneled Cuffed Hemodialysis Catheters: A Single-Center Prospective Study. *International Journal of Nephrology*, 2022((Abd El-Hameed A.R., arelsayed@medicine.zu.edu.eg; Abdelhamid W.A.R., waabdelhamid@medicine.zu.edu.eg) Department of Internal Medicine, Zagazig University, Zagazig, Egypt). Embase. <https://doi.org/10.1155/2022/4576781>.

Forauer, A., McNulty, N., & Thomas, M. (2009). Tunneled Hemodialysis Catheter Outcomes in Elderly Patients. *J Vasc Interv Radiol*, 20, 467 - 471. doi:10.1016/j.jvir.2009.01.013.

Hwang, H. S., Kang, S. H., Choi, S. R., Sun, I. O., Park, H. S., & Kim, Y. (2012). Comparison of the palindrome vs. step-tip tunneled hemodialysis catheter: a prospective randomized trial. *Semin Dial*, 25(5), 587-591. doi:10.1111/j.1525-139X.2012.01054.x.

Parvulescu, Flavius; Oliver, Matthew J; Reyna, Myrtha E; Pugash, Robyn; David, Elizabeth; (2021). Factors Affecting Cuff Extrusion of Tunneled Hemodialysis Catheters #journal#, (#issue#), 08465371211041241.

Ulsan, M., Meltem, E., Mutlu, I. N., & Ulsan, K. (2024). The predictive value of systemic inflammatory markers in 902 patients with tunneled hemodialysis catheter. *Journal of Nephrology*, 1-9.

Wu, Huizhen; Behera, Tapas Ranjan; Attia, Doaa; Yu, Xiaoling; Shen, Quanquan; (2021). Retrieval of fractured dialysis catheter through phlebotomy of internal jugular vein: a case report #journal#, 49(#issue#), 0300060521998891.

Źródło: Raport z ankiety służącej do zbierania danych dotyczących LTHD

Ankieta służąca gromadzeniu danych dotyczących cewnika do hemodializy długoterminowej miała na celu zebranie informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności z ośrodków, które kupują cewniki do hemodializy długoterminowej firmy Medcomp do wykorzystania w ocenie klinicznej według MDR UE. O udzielenie odpowiedzi poproszono lekarzy lub innych pracowników placówki pod nadzorem i kierunkiem lekarza. Ankiety zostały rozesłane na całym świecie do obecnych klientów firmy Medcomp. Odpowiedzi zebrano z dwudziestu jeden ośrodków, obejmujących dziewięć krajów (Kolumbia, Chorwacja, Salwador, Grecja, Włochy, Holandia, Panama, Urugwaj i USA) w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Łacińskiej oraz w Europie.

Przynajmniej częściowe dane zebrano na temat 48 przypadków z rodziny cewników Hemo-Flow®, w sumie 11 357 dni stosowania cewnika. Spośród tych 48 przypadków 33 przypadki opisano jako cewniki Hemo-Flow® o wymiarach 14,5 F x 28 cm, a 15 przypadków jako cewniki Hemo-Flow® o wymiarach 14,5 F x 32 cm. Zebrano informacje na temat powodzenia wprowadzenia (100%, n = 48) i czasu założenia (średnia 236,6 dni, 95% CI: 165,3–307,9, n = 48). Nie było doniesień o zakażeniu krwi związanym z cewnikiem, zakażeniu tunelu, zakażeniu miejsca wyprowadzenia lub zakrzepów żylnych związanych z cewnikiem. Stwierdzono, że wyniki te mieszczą się w zakresie parametrów bezpieczeństwa i skuteczności według stanu techniki z opublikowanej literatury.

Źródło:PMCF_LTHD_213

Baza danych Damanhour Medical National Institute została pozyskana w celu zebrania informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności cewników Titan HD i Hemo-Flow do wykorzystania w ocenie klinicznej według MDR UE. Te parametry wyników obejmują wyniki zabiegu, czas założenia, częstość występowania zakrzepicy i częstość występowania zakażeń.

Zebrano 34 przypadki dotyczące Hemo-Flow®, wszystkie opisane jako dotyczące rozmiaru 14,5 F x 24 cm. Potwierdzono, że następujące parametry wyników mieszczą się w zakresie parametrów bezpieczeństwa i skuteczności według stanu techniki z opublikowanej literatury dotyczącej cewników Hemo-Flow firmy Medcomp:

- Czas założenia – 118,7 dni (**95% CI:** 92,8–144,6)
- Wyniki procedury – 100%
- Zakażenie krwi związane z cewnikiem – 2,04 na 1000 dni stosowania cewnika (**95% CI:** 0,63–3,46)
- Zakażenie tunelu – 0,25 na 1000 dni (**95% CI:** 0–0,76)
- Zakażenie miejsca wyprowadzenia – nie zgłoszono żadnych zdarzeń
- Zakrzep żylny związany z cewnikiem – 1,78 na 1000 dni stosowania cewnika (**95% CI:** 0,46–3,11)

Źródło:PMCF_Medcomp_211

W ankiecie dla użytkowników wyrobów firmy Medcomp uzyskano odpowiedzi od personelu medycznego zaznajomionego z dowolną liczbą produktów firmy Medcomp.

28 respondentów odpowiedziało, że oni lub ich placówka używali cewników do hemodializy długotrwałej firmy Medcomp, a 8 z nich korzystało z cewnika Hemo-Flow. Nie było różnic w średnich nastrojach użytkowników w przypadku cewników do hemodializy długoterminowej w ramach najnowocześniejszych parametrów skuteczności i bezpieczeństwa ani między typami wyrobów w zakresie bezpieczeństwa lub skuteczności.

Poniższe dane zebrano od użytkowników cewników firmy Medcomp do hemodializy długoterminowej (n = 28):

- (Średnia odpowiedź w skali Likerta) Cewniki działają zgodnie z przeznaczeniem – 4,8/5
- (Średnia odpowiedź w skali Likerta) Opakowanie pozwala na aseptyczną prezentację – 4,8/5
- (Średnia odpowiedź w skali Likerta) Korzyść przewyższa ryzyko – 4,7/5
- Czas założenia (n = 26) – 167 dni (**95% CI:** 130–203)

Poniższe dane zebrano od użytkowników cewników Hemo-Flow firmy Medcomp (n = 8):

- (Średnia odpowiedź w skali Likerta) Cewniki działają zgodnie z przeznaczeniem – 4,7/5
- (Średnia odpowiedź w skali Likerta) Opakowanie pozwala na aseptyczną prezentację – 5/5
- (Średnia odpowiedź w skali Likerta) Korzyść przewyższa ryzyko – 4,5/5
- Czas założenia – 157,7 dnia (**95% CI:** 109,2–206,3)

Źródło: PMCF_Infusion_211

Ankieta służąca gromadzeniu danych dotyczących linii produktów infuzyjnych miała na celu ocenę informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności wszystkich wariantów portów infuzyjnych firmy Medcomp, PICC, linii środkowych i CVC. Zebrano 70 odpowiedzi na ankietę z 17 krajów, reprezentujących 471 przypadków wyrobów.

Zebrano 3 przypadki dotyczące cewnika Hemo-Flow® obejmujące kilka wariantów wyrobów o długości (28 cm i 40 cm). W przypadku cewników Hemo-Flow firmy Medcomp zebrano następujące wyniki:

- Wyniki procedury – 100%
- Zakażenie krwi związane z cewnikiem – nie zgłoszono żadnych zdarzeń
- Zakrzep żylny związany z cewnikiem – nie zgłoszono żadnych zdarzeń
- Zakażenie miejsca wyprowadzenia – nie zgłoszono żadnych zdarzeń

Źródło: PMCF_LTHD_242

Analiza danych Truveta dotyczących długoterminowej hemodializy (LTHD) obejmowała ocenę bezpieczeństwa i wyników działania wyrobów Medcomp® i wyrobów konkurencyjnych obecnych w Truveta Studio. Dane Truveta pochodzą z rosnącej grupy ponad 30 systemów opieki zdrowotnej, które zapewniają 17% codziennej opieki klinicznej we wszystkich 50 stanach USA z 800 szpitali i 20 000 klinik, reprezentujących pełną różnorodność Stanów Zjednoczonych. Populacja wykorzystana do analizy danych została uzyskana przy użyciu zastrzeżonego języka kodowania Truveta Studio (Prose) i unikalnych kodów identyfikacyjnych wyrobów (UDI) reprezentujących wszystkie sprzedawane wyroby Medcomp® LTHD oraz wyroby LTHD dystrybuowane i/lub produkowane przez inne firmy.

Zebrano 98 przypadków Hemo-Flow® obejmujących kilka wariantów wyrobów. Przypadki opisano jako 14,5F i przypadki dotyczące wyrobów wstępnie zakrzywionych i prostych o długości 24 cm, 28 cm, 32 cm, 55 cm, reprezentatywnych dla długości 24 cm, 28 cm, 32 cm i 55 cm. W przypadku wyrobów Medcomp Hemo-Flow® zaobserwowano następujące najnowocześniejsze wskaźniki bezpieczeństwa i wydajności:

- Zakażenie krwi związane z cewnikiem - 1,7 na 1000 dni z cewnikiem (95%CI: 0,95 - 2,81)
- Zakrzep żylny związany z cewnikiem - 0,34 na 1000 dni z cewnikiem (95%CI: 0,07 - 0,99)
- Zakażenie miejsca wyjścia - 0,34 na 1000 dni z cewnikiem (95%CI: 0,07 - 0,99)
- Zakażenie tunelu - 0 na 1000 dni z cewnikiem (95%CI: 0 - 0,42)
- Czas założenia - 195 dni (95%CI: 1,92 - 388,08)

Model regresji logistycznej dla marki cewnika nie wykazał, aby jakkolwiek marka cewnika Medcomp® była statystycznie istotnie związana z występowaniem CRBSI. Regresja logistyczna niezależna od marki wykazała, że wiek pediatryczny (0–19 lat), miejsce wprowadzenia cewnika do żyły udowej, cewniki będące czwartym lub kolejnym w danej sekwencji u jednego pacjenta, konstrukcja typu split-tip oraz konfiguracje wstępnie zakrzywione były w sposób istotny statystycznie związane z częstością występowania CRBSI. Cewnik Split Cath® III był związany z istotnym statystycznie zmniejszeniem częstości występowania CRBSI w modelu uwzględniającym markę (OR: 0,46; 95% CI: 0,33–0,63), natomiast w modelu niezależnym od marki istotne znaczenie miały: krótsza długość cewnika (≤ 24 cm) oraz mniejszy rozmiar w skali French ($< 14,5F$).

Ogólne podsumowanie bezpieczeństwa klinicznego i skuteczności

Po przeprowadzeniu przeglądu danych ze wszystkich źródeł można stwierdzić, że korzyści płynące z przedmiotowego wyrobu, który ułatwia hemodializę u pacjentów, u których inne terapie lub leczenie zachowawcze nie są wskazane lub pożądane, zgodnie z ustaleniami lekarza, przewyższają ogólne i indywidualne zagrożenia, gdy wyrób jest używany zgodnie z przeznaczeniem określonym przez

producenta. Zgodnie z opinią producenta i eksperta klinicznego oceniającego, zarówno ukończone, jak i trwające aktywności są wystarczające do potwierdzenia bezpieczeństwa, skuteczności oraz akceptowalnego profilu korzyści/ryzyka cewników Hemo-Flow®/Jet Flow/Nipro Flow.

Wynik	Kryteria akceptacji profilu korzyści/ryzyka	Pożądana tendencja	Literatura kliniczna (Przedmiotowy wyrób)	Dane PMCF (Przedmiotowy wyrób)
Skuteczność				
Czas założenia	Powyżej 40 dni	↑	137,4 dnia – 163 dni (Podsumowanie opublikowanej literatury)	236,6 dnia (Raport z ankiety służącej do zbierania danych dotyczących LTHD) 118,7 dnia (PMCF_LTHD_213) 157,7 dnia (PMCF_Medcomp_211) Odpowiedź skali Likerta 4,2/5 (PMCF_Medcomp_211)* 195 dnia (PMCF_LTHD_242)
Wyniki procedury	Powyżej 93,3%	↑	100% (Podsumowanie opublikowanej literatury)	100% (Raport z ankiety służącej do zbierania danych dotyczących LTHD i PMCF_LTHD_213) Odpowiedź skali Likerta 4,6/5 (PMCF_Medcomp_211)*
Bezpieczeństwo				
Zakażenie krwi związane z cewnikiem (CRBSI)	Mniej niż 4,8 przypadku CRBSI na 1000 dni stosowania cewnika	↓	0,48–3 na 1000 dni stosowania cewnika (podsumowanie opublikowanej literatury)	0 na 1000 dni stosowania cewnika (Raport z ankiety służącej do zbierania danych dotyczących LTHD) 2,04 na 1000 dni stosowania cewnika (PMCF_LTHD_213) Odpowiedź skali Likerta 4,2/5 (PMCF_Medcomp_211)* 1,7 na 1000 dni stosowania cewnika (PMCF_LTHD_242)
Częstość występowania zakażenia tunelu	Mniej niż 2,8 przypadku zakażenia tunelu na 1000 dni stosowania cewnika	↓	1,0–2,36 na 1000 dni stosowania cewnika (podsumowanie opublikowanej literatury)	Nie zgłoszono żadnych zdarzeń (Raport z ankiety służącej do zbierania danych dotyczących LTHD)

				0,25 na 1000 dni stosowania cewnika (PMCF_LTTHD_213) Odpowiedź skali Likerta 4,3/5 (PMCF_Medcomp_211)* 0 na 1000 dni stosowania cewnika (PMCF_LTTHD_242)
Częstość występowania zakażeń miejsca wyprowadzenia	Mniej niż 3,2 przypadku zakażenia miejsca wyprowadzenia na 1000 dni stosowania cewnika	↓	1,0 na 1000 dni stosowania cewnika (podsumowanie opublikowanej literatury)	Nie zgłoszono żadnych zdarzeń (Raport z ankiety służącej do zbierania danych dotyczących LTTHD i PMCF_LTTHD_213) Odpowiedź skali Likerta 4,1/5 (PMCF_Medcomp_211)* 0,34 na 1000 dni stosowania cewnika (PMCF_LTTHD_242)
Zakrzep żylny związany z cewnikiem (CAVT)	Mniej niż 3,04 przypadku CAVT na 1000 dni stosowania cewnika	↓	0,51–0,64 na 1000 dni stosowania cewnika (Podsumowanie opublikowanej literatury)	Nie zgłoszono żadnych zdarzeń (Raport z ankiety służącej do zbierania danych dotyczących LTTHD) 1,78 na 1000 dni stosowania cewnika (PMCF_LTTHD_213) Odpowiedź skali Likerta 4,3/5 (PMCF_Medcomp_211)* 0,34 na 1000 dni stosowania cewnika (PMCF_LTTHD_242)

* Ankieta PMCF_Medcomp_211 zawierała pytanie dla respondentów, czy zgadzają się w skali od 1 do 5, czy ich doświadczenie w odniesieniu do każdego wyniku było takie samo lub lepsze niż kryteria akceptowalności korzyści/ryzyka.

Ciągła lub planowana obserwacja kliniczna po wprowadzeniu do obrotu (PMCF)

Aktywność	Opis	Bibliografia	Oś czasu
Wieloośrodkowa seria przypadków na poziomie pacjenta	Zebranie dodatkowych danych klinicznych dotyczących wyrobu, pozyskując dane dotyczące przypadków od personelu medycznego.	PMCF_LTTHD_241	IV kwartał 2025 r.
Przeszukiwanie literatury dotyczącej stanu techniki	Identyfikacja zagrożeń i tendencji związanych z użyciem podobnych wyrobów na podstawie przeglądów obowiązujących norm, opublikowanej literatury, streszczeń z konferencji, wytycznych i zaleceń; informacji dotyczących stanu medycznego leczonego z	SAP-HD	II kwartał 2026 r.

	użyciem wyrobu i alternatyw medycznych dostępnych dla tej samej leczonej populacji docelowej.		
Przeszukiwanie literatury dotyczącej dowodów klinicznych	Identyfikacja zagrożeń i tendencji związanych z użyciem wyrobu na podstawie przeglądu wszelkich danych klinicznych dotyczących wyrobu z opublikowanej literatury.	LRP-HD	II kwartał 2026 r.
Wyszukiwanie w globalnej bazie danych badania	Identyfikacja trwających badań klinicznych obejmujących cewniki Hemo-Flow®	Nie dotyczy	II kwartał 2026 r.

W wyniku aktywności PMCF nie wykryto żadnych pojawiających się zagrożeń, powikłań ani nieoczekiwanych awarii wyrobu.

6. Możliwe alternatywy terapeutyczne

Wytyczne Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (KDOQI) dotyczące praktyki klinicznej z 2019 r. zostały wykorzystane do uzasadnienia poniższych zaleceń dotyczących leczenia.

Terapia	Korzyści	Wady	Najważniejsze zagrożenia
Przetoka AV	<ul style="list-style-type: none"> Rozwiązanie do stałego dostępu naczyniowego Mniejsza częstość występowania powikłań niż hemodializa za pomocą cewnika 	<ul style="list-style-type: none"> Wymaga czasu na wygojenie Pacjenci muszą czasami samodzielnie wykonywać kaniulację 	<ul style="list-style-type: none"> Zwężenie Zakrzepica Tętniak Nadciśnienie płucne Zespół podkradania Posocznica
Cewnik do hemodializy	<ul style="list-style-type: none"> Przydatne do szybkiego dostępu naczyniowego bez założonej przetoki AV Może być stosowany jako metoda dializy pomostowej między innymi terapiami 	<ul style="list-style-type: none"> Rozwiązanie nie trwałe Dysfunkcja cewnika może zakłócić regularne leczenie Korzyści nie są równe dla wszystkich populacji pacjentów 	<ul style="list-style-type: none"> Krwawienie pozabiegowe Zakażenie Zakrzepica Zmniejszony przepływ krwi w dysfunkcyjnym cewniku Zdarzenia sercowo-naczyniowe Utworzenie koszulki fibrynowej wokół cewnika Posocznica
Dializa otrzewnowa	<ul style="list-style-type: none"> Mniej restrykcyjna dieta niż w przypadku hemodializy Nie wymaga hospitalizacji, można przeprowadzić w każdym czystym miejscu 	<ul style="list-style-type: none"> Usuwanie zanieczyszczeń jest ograniczone przepływem dializatu i powierzchnią otrzewnej 	<ul style="list-style-type: none"> Zapalenie otrzewnej Posocznica Przeciążenie płynami
Przeszczep nerki	<ul style="list-style-type: none"> Lepsza jakość życia w porównaniu z HD Niższe ryzyko zgonu w porównaniu z HD 	<ul style="list-style-type: none"> Wymaga dawcy, co może zająć trochę czasu 	<ul style="list-style-type: none"> Zakrzepica Krwotok Blokada moczowodu Zakażenie Odrzucenie narządu

Terapia	Korzyści	Wady	Najważniejsze zagrożenia
	<ul style="list-style-type: none"> Mniej ograniczeń dietetycznych w porównaniu z HD 	<ul style="list-style-type: none"> Bardziej ryzykowne dla niektórych grup (wiek, cukrzyca itp.) <ul style="list-style-type: none"> Pacjent musi przyjmować leki zapobiegające odrzuceniu przez całe życie Leki zapobiegające odrzuceniu mają działania niepożądane 	<ul style="list-style-type: none"> Zgon Zawał mięśnia sercowego <ul style="list-style-type: none"> Udar mózgu
Kompleksowe leczenie zachowawcze	<ul style="list-style-type: none"> Mniejsze obciążenie objawami niż w przypadku dializy Pozwala zachować zadowolenie z życia 	<ul style="list-style-type: none"> Może pogorszyć stan kliniczny Nie ma na celu leczenia, ale zminimalizowanie zdarzeń niepożądanych 	<ul style="list-style-type: none"> Leczenie może faktycznie nie minimalizować ryzyka związanego z PChN

7. Sugerowany profil i szkolenie dla użytkowników

Cewnik należy wprowadzać, usuwać i manewrować nim wykwalifikowany lekarz z uprawnieniami lub inni wykwalifikowani pracownicy służby zdrowia pod kierunkiem lekarza. W pewnych okolicznościach pacjenci, którzy mogą kwalifikować się do hemodializy domowej, mogą manipulować zewnętrznymi połączeniami cewnika.

Zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Towarzystwa Hemodializy, jeśli zalecana jest dializa domowa, każdy pacjent przejdzie gruntowne szkolenie w celu uzyskania optymalnych wyników zabiegów dializy domowej. Celem programu szkoleniowego jest (1) dostarczenie odpowiedniej ilości informacji, aby zapewnić pacjentowi możliwość bezpiecznej dializy w domu; (2) umożliwienie pacjentowi monitorowania i kontrolowania innych elementów przewlekłej choroby nerek, takich jak pozyskiwanie próbek do badań laboratoryjnych oraz utrzymywanie odpowiedniego stanu odżywienia i diety; oraz (3) pomoc pacjentowi i jego partnerowi(-om) w pokonywaniu barier i obaw związanych z domową hemodializą. Podczas szkolenia pacjent przejdzie również przeszkolenie techniczne w zakresie obsługi i konserwacji systemu.

Podczas szkolenia idealny stosunek pielęgniarki szkolącej do pacjenta wynosi zazwyczaj 1:1. Tworzony jest wyidealizowany harmonogram szkoleń, z tygodniowymi obszarami zainteresowania i celami szkoleniowymi. W praktyce jednak szkolenie jest zindywidualizowane, aby rozwiązać wszelkie zidentyfikowane bariery związane z uczeniem się lub ryzyko niepowodzenia.

8. Odniesienie do wszelkich zastosowanych norm zharmonizowanych i wspólnych specyfikacji (CS)

Norma zharmonizowana lub CS	Wersja	Tytuł lub opis	Poziom zgodności
EN ISO 14971	2019 + A11: 2021	Wyroby medyczne. Zastosowanie zarządzania	Pełna

Norma zharmonizowana lub CS	Wersja	Tytuł lub opis	Poziom zgodności
		ryzykiem do wyrobów medycznych	
EN ISO 10555-1	2013 + A1: 2017	Cewniki wewnętrzznacyniowe. Cewniki sterylne i jednorazowe. Wymagania ogólne	Pełna
ISO 10555-3	2013	Cewniki wewnętrzznacyniowe. Cewniki sterylne i jednorazowe. Centralne cewniki żyłne	Pełna
EN ISO 11607-1	2020 + A1: 2023	Opakowania do finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych. Wymagania dotyczące materiałów, systemów bariery sterylnej i systemów pakowania	Pełna
EN ISO 11607-2	2020 + A1: 2023	Opakowania do finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych. Wymagania dotyczące walidacji dla procesów formowania, uszczelniania i montażu	Pełna
MEDDEV 2.7/1	Wer. 4	Ocena kliniczna: Przewodnik dla producentów i jednostek notyfikowanych zgodnie z Dyrektywami 93/42/EWG i 90/385/EWG	Pełna
MEDDEV 2.12/2	Wer. 2	WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYROBÓW MEDYCZNYCH – BADANIA KLINICZNE PO WPROWADZENIU DO OBROTU – PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW I JEDNOSTEK NOTYFIKOWANYCH	Pełna
EN ISO 14155	2020	Badania kliniczne wyrobów medycznych przeznaczonych dla ludzi – dobra praktyka kliniczna	Pełna
MDCG 2020-6	2020	Kliniczne dowody potrzebne dla wyrobów medycznych, które wcześniej posiadały oznaczenie CE zgodnie z Dyrektywami 93/42/EWG lub 90/385/EWG	Pełna
MDCG 2020-7	2020	Szablon planu obserwacji klinicznych po	Pełna

Norma zharmonizowana lub CS	Wersja	Tytuł lub opis	Poziom zgodności
		wprowadzeniu do obrotu (PMCF) – przewodnik dla producentów i jednostek notyfikowanych	
MDCG 2020-8	2020	Szablon raportu oceny klinicznej po wprowadzeniu do obrotu (PMCF) – przewodnik dla producentów i jednostek notyfikowanych	Pełna
MDCG 2022-9	2022	Podsumowanie bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej	Pełna
MDCG 2022-21	2022	Wytyczne dotyczące okresowych raportów o bezpieczeństwie (PSUR) zgodnie z Rozporządzeniem UE 2017/745 (MDR)	Pełna
ISO 10993-1	2020	Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Część 1: Ocena i testowanie w ramach procesu zarządzania ryzykiem	Pełna
ISO 10993-18	2020 + A1: 2023	Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Część 18: Charakterystyka chemiczna materiałów wyrobów medycznych w ramach procesu zarządzania ryzykiem	Pełna
EN ISO 10993-7	2008 + A1: 2022	Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Część 7: Pozostałości po sterylizacji tlenkiem etylenu – Poprawka 1: Zastosowanie dopuszczalnych limitów dla noworodków i niemowląt	Pełna
EN ISO 11135	2014 + A1: 2019	Sterylizacja produktów ochrony zdrowia. Tlenek etylenu. Wymagania dotyczące opracowania, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznych	Pełna
ISO 14644-1	2015	Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane – Część 1: Klasyfikacja czystości	Pełna

Norma zharmonizowana lub CS	Wersja	Tytuł lub opis	Poziom zgodności
		powietrza według stężenia cząstek	
ISO 14644-2	2015	Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane – Część 2: Wymagania techniczne dotyczące badania i monitorowania w celu wykazania ciągłej zgodności z normą	Pełna
EN 556-1	2024	Sterylizacja wyrobów medycznych. Wymagania dotyczące oznaczania wyrobów medycznych jako „STERYLNE”. Wymagania dotyczące finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych	Pełna
EN ISO 11737-1	2018 + A1: 2021	Sterylizacja produktów ochrony zdrowia. Metody mikrobiologiczne. Oznaczanie populacji drobnoustrojów na produktach	Pełna
EN 11737-3	2023	Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia. Metody mikrobiologiczne – Badanie endotoksyn bakteryjnych	Pełna
EN ISO 20417	2021	Wyroby medyczne – Informacje dostarczone przez producenta	Pełna
EN ISO 15223-1	2016	Wyroby medyczne – Symbole do stosowania wraz z informacjami dostarczonymi przez producenta – Część 1: Wymagania ogólne	Pełna
EN 62366-1	2015 + A1: 2020	Wyroby medyczne – Część 1: Zastosowanie inżynierii użyteczności do wyrobów medycznych	Pełna
ASTM D4332	2022	Standardowa praktyka w zakresie kondycjonowania pojemników, opakowań lub elementów opakowań do testowania	Pełna

Norma zharmonizowana lub CS	Wersja	Tytuł lub opis	Poziom zgodności
ASTM F2503	2023e1	Standardowa praktyka znakowania wyrobów medycznych i innych elementów bezpieczeństwa w środowisku rezonansu magnetycznego	Pełna
EN ISO 11070	2014 + A1: 2018	Sterylnie jednorazowe introduktory wewnątrznaczyniowe, rozszerzacze i przewodniki	Pełna
ISO 594-1	1986	Łączniki stożkowe ze stożkiem 6% (Luer) do strzykawk, igieł i niektórych innych wyrobów medycznych – Część 1: Wymagania ogólne	Pełna
ISO 594-2	1998	Łączniki stożkowe ze stożkiem 6% (Luer) do strzykawk, igieł i niektórych innych wyrobów medycznych – Część 2: Mocowania blokujące	Pełna
ASTM D4169	2023e1	Standardowa praktyka testowania wydajności kontenerów i systemów transportowych	Pełna
EN ISO 13485	2016 + A11: 2021	Wyroby medyczne – System zarządzania jakością – Wymagania dla celów prawnych	Pełna
PD CEN ISO/TR 20416	2020	Wyroby medyczne – nadzór po wprowadzeniu do obrotu dla producentów	Pełna
MDCG 2018-1	Wer. 4	Wytyczne dotyczące podstawowego UDI-DI i zmian w UDI-DI	Pełna
EN ISO 11140-1	2014	Sterylizacja produktów ochrony zdrowia – Wskaźniki chemiczne – Część 1: Wymagania ogólne	Pełna
EN ISO/IEC 17025	2017	Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i kalibrujących	Pełna

Norma zharmonizowana lub CS	Wersja	Tytuł lub opis	Poziom zgodności
Rozporządzenie (UE) 2017/745	2017	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745	Pełna
EN 17141	2020	Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane. Kontrola skażenia biologicznego	Pełna
ANSI/AAMI ST72	2019	Endotoksyny bakteryjne – Metody bada, rutynowe monitorowanie i alternatywy dla badań partii	Pełna
EN ISO 80369-7	2021	Złącza o małej średnicy do cieczy i gazów w zastosowaniach medycznych – Złącza do aplikacji wewnątrznaczyniowych lub podskórnych	Pełna

PACJENCI

PODSUMOWANIE BEZPIECZEŃSTWA I SKUTECZNOŚCI KLINICZNEJ

Wersja: SSCP-002 wer. 5

Data: 25 czerwca 2025 r.

Niniejsze podsumowanie bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej (SSCP) ma na celu zapewnienie publicznego dostępu do zaktualizowanego podsumowania głównych aspektów bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej wyrobu. Przedstawione poniżej informacje przeznaczone są dla pacjentów lub osób nienależących do fachowego personelu medycznego. Szersze podsumowanie bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej przygotowane dla fachowego personelu medycznego znajduje się w pierwszej części tego dokumentu.

WAŻNA INFORMACJA

Celem SSCP nie jest udzielanie ogólnych porad dotyczących leczenia schorzeń. W razie pytań dotyczących stanu zdrowia lub korzystania z wyrobu w danej sytuacji, należy skontaktować się z lekarzem.

Celem niniejszego SSCP nie jest zastąpienie karty implantu ani instrukcji użytkowania w celu dostarczenia informacji na temat bezpiecznego użytkowania wyrobu.

1. Identyfikacja wyrobu i informacje ogólne

Nazwa handlowa wyrobu	Hemo-Flow®, Jet Flow, Nipro Flow
Nazwa i adres producenta	Medical Components, Inc. 1499 Delp Drive Harleysville, PA 19438 USA
Podstawowy UDI-DI	00884908101MG
Data wydania pierwszego certyfikatu CE dla tego wyrobu	luty 2004 r.

Wszystkie wyroby objęte zakresem tego dokumentu to zestawy cewników do hemodializy długoterminowej. Numery katalogowe wyrobów są podzielone na kategorie wariantów. Wyroby te są rozprowadzane jako zestawy zabiegowe. Tace zabiegowe występują w różnych konfiguracjach.

Warianty wyrobów:

Opis wariantu	Numer(y) katalogowy(-e)
Fabrycznie zakrzywiony Hemo Flow 14,5 F x 24 cm	10385-824-001C 10385-824-100C 10385-824-112C
Prosty Hemo Flow 14,5 F x 24 cm	10385-824-001 10385-824-100 10385-824-112
Fabrycznie zakrzywiony Hemo Flow 14,5 F x 28 cm	10385-828-001C 10385-828-100C 10385-828-112C
Prosty Hemo Flow 14,5 F x 28 cm	10385-828-001 10385-828-100 10385-828-112
Fabrycznie zakrzywiony Hemo Flow 14,5 F x 32 cm	10385-832-001C 10385-832-100C 10385-832-112C
Prosty Hemo Flow 14,5 F x 32 cm	10385-832-001 10385-832-100 10385-832-112
Fabrycznie zakrzywiony Hemo Flow 14,5 F x 36 cm	10385-836-001C 10385-836-112C
Prosty Hemo Flow 14,5 F x 36 cm	10385-836-001 10385-836-100 10385-836-112
Prosty Hemo Flow 14,5 F x 40 cm	10385-840-001 10385-840-100
Prosty Hemo Flow 14,5 F x 55 cm	10385-855-001

Tace zabiegowe:

Kod katalogowy	Numer katalogowy	Opis
HFS24E.	10385-824-001	Zestaw cewnika Hemo-Flow® 14,5 F x 24 cm (mankiet 19 cm od końcówki)
HFS28E.	10385-828-001	Zestaw cewnika Hemo-Flow® 14,5 F x 28 cm (mankiet 23 cm od końcówki)
HFS32E.	10385-832-001	Zestaw cewnika Hemo-Flow® 14,5 F x 32 cm (mankiet 27 cm od końcówki)
HFS36E.	10385-836-001	Zestaw cewnika Hemo-Flow® 14,5 F x 36 cm (mankiet 31 cm od końcówki)
HFS40E.	10385-840-001	Zestaw cewnika Hemo-Flow® 14,5 F x 40 cm (mankiet 35 cm od końcówki)
HFS 55	10385-855-001	Zestaw cewnika Hemo-Flow® 14,5 F x 55 cm (mankiet 50 cm od końcówki)
HFS24PCE.	10385-824-001C	Zestaw fabrycznie zakrzywionego cewnika Hemo-Flow® 14,5 F x 24 cm (mankiet 19 cm od końcówki)
HFS28PCE.	10385-828-001C	Zestaw fabrycznie zakrzywionego cewnika Hemo-Flow® 14,5 F x 28 cm (mankiet 23 cm od końcówki)
HFS32PCE.	10385-832-001C	Zestaw fabrycznie zakrzywionego cewnika Hemo-Flow® 14,5 F x 32 cm (mankiet 27 cm od końcówki)
HFS36PCE.	10385-836-001C	Zestaw fabrycznie zakrzywionego cewnika Hemo-Flow® 14,5 F x 36 cm (mankiet 31 cm od końcówki)

Kod katalogowy	Numer katalogowy	Opis
JFC1424	10385-824-100	Zestaw cewnika Jet Flow 14,5 F x 24 cm (mankiet 19 cm od końcówki)
JFC1428	10385-828-100	Zestaw cewnika Jet Flow 14,5 F x 28 cm (mankiet 23 cm od końcówki)
JFC1432	10385-832-100	Zestaw cewnika Jet Flow 14,5 F x 32 cm (mankiet 27 cm od końcówki)
JFC1436	10385-836-100	Zestaw cewnika Jet Flow 14,5 F x 36 cm (mankiet 31 cm od końcówki)
JFC1440	10385-840-100	Zestaw cewnika Jet Flow 14,5 F x 40 cm (mankiet 35 cm od końcówki)
JFC1424PC	10385-824-100C	Zestaw fabrycznie zakrzywionego cewnika Jet Flow 14,5 F x 24 cm (mankiet 19 cm od końcówki)
JFC1428PC	10385-828-100C	Zestaw fabrycznie zakrzywionego cewnika Jet Flow 14,5 F x 28 cm (mankiet 23 cm od końcówki)
JFC1432PC	10385-832-100C	Zestaw fabrycznie zakrzywionego cewnika Jet Flow 14,5 F x 32 cm (mankiet 27 cm od końcówki)
NITDL24SK	10385-824-112	Zestaw cewnika Nipro Flow 14,5 F x 24 cm (mankiet 19 cm od końcówki)
NITDL28SK	10385-828-112	Zestaw cewnika Nipro Flow 14,5 F x 28 cm (mankiet 23 cm od końcówki)
NITDL32SK	10385-832-112	Zestaw cewnika Nipro Flow 14,5 F x 32 cm (mankiet 27 cm od końcówki)
NITDL36SK	10385-836-112	Zestaw cewnika Nipro Flow 14,5 F x 36 cm (mankiet 31 cm od końcówki)
NITDL24CK	10385-824-112C	Zestaw fabrycznie zakrzywionego cewnika Nipro Flow 14,5 F x 24 cm (mankiet 19 cm od końcówki)
NITDL28CK	10385-828-112C	Zestaw fabrycznie zakrzywionego cewnika Nipro Flow 14,5 F x 28 cm (mankiet 23 cm od końcówki)
NITDL32CK	10385-832-112C	Zestaw fabrycznie zakrzywionego cewnika Nipro Flow 14,5 F x 32 cm (mankiet 27 cm od końcówki)
NITDL36CK	10385-836-112C	Zestaw fabrycznie zakrzywionego cewnika Nipro Flow 14,5 F x 36 cm (mankiet 31 cm od końcówki)

Konfiguracje tac zabiegowych:

Typ konfiguracji
Zestaw Hemo-Flow®
Zestaw Hemo-Flow® (długość 55 cm)
Zestaw Jet Flow Zestaw Nipro Flow

2. Przeznaczenie wyrobu

Cel	Cewniki Hemo-Flow®/Jet Flow/Nipro Flow są przeznaczone do stosowania u dorosłych pacjentów, którzy nie mają funkcjonalnego stałego dostępu naczyniowego lub nie kwalifikują się do założenia stałego dostępu naczyniowego, dla których centralny dostęp żylny do hemodializy jest uważany za konieczny na podstawie wskazania wykwalifikowanego, licencjonowanego lekarza. Cewnik jest przeznaczony do stosowania pod regularną kontrolą i oceną wykwalifikowanego personelu medycznego. Ten cewnik ten jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku.
-----	--

Wskazania	Cewniki Hemo-Flow®/Jet Flow/Nipro Flow są wskazane do krótkotrwałego lub długotrwałego stosowania, gdy do hemodializy wymagany jest dostęp naczyniowy przez 14 dni lub dłużej.
Docelowa grupa pacjentów	Cewniki Hemo-Flow®/Jet Flow/Nipro Flow są przeznaczone do stosowania u dorosłych pacjentów, którzy nie mają funkcjonalnego stałego dostępu naczyniowego lub nie kwalifikują się do założenia stałego dostępu naczyniowego, dla których centralny dostęp żylny do hemodializy jest uważany za konieczny na podstawie wskazania wykwalifikowanego, licencjonowanego lekarza. Cewnik nie jest przeznaczony do stosowania u pacjentów pediatrycznych.
Przeciwwskazania	<ul style="list-style-type: none"> • Znana lub podejrzewana alergia na którykolwiek ze składników cewnika lub zestawu • Ten wyrób jest przeciwwskazany u pacjentów wykazujących ciężką, niekontrolowaną koagulopatię lub małopłytkowość.


3. Opis wyrobu




Rysunek 1: Cewnik Hemo-Flow (prosty)



Rysunek 2: Cewnik Hemo-Flow (fabrycznie zakrzywiony)



Rysunek 3: Cewnik Jet-Flow/Nipro



Rysunek 4: Cewnik Jet-Flow/Nipro (fabrycznie zakrzywiony)

Opis wyrobu	Cewniki Hemo-Flow®/Jet Flow/Nipro Flow są cewnikami stosowanymi długoterminowo. Są to cewniki dwuprzewodowe. Cewniki usuwają i zwracają krew dwiema oddzielnymi liniami. Każdy przewód jest połączony linią przedłużającą. Przejście między kanałem a przedłużeniem mieści się w centralnej obsadce. Każdy przewód ma objętość napełnienia oznaczoną przez kolorowe pierścienie
-------------	---

	zamontowane w zaciskach na przedłużaczach. Poliesterowy mankiet na przewodzie cewnika pomaga przymocować cewnik do pacjenta.															
Materiały/substancje mające kontakt z tkanką pacjenta	Poniższe zakresy procentowe są oparte na masie cewników. Cewnik 24 cm waży 12,93 gramów. Cewnik 55 cm waży 17,48 gramów.															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Material</th> <th>% wag. (w/w)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Poliuretan</td> <td>60,40–65,50</td> </tr> <tr> <td>Kopolimer acetalowy</td> <td>13,64–18,44</td> </tr> <tr> <td>Silikon</td> <td>5,81–7,85</td> </tr> <tr> <td>Akrylonitryl-butadien-styren</td> <td>4,32–5,85</td> </tr> <tr> <td>Siarczan baru</td> <td>5,03–8,93</td> </tr> <tr> <td>Politereftalan etylenu</td> <td>1,81–2,44</td> </tr> </tbody> </table>		Material	% wag. (w/w)	Poliuretan	60,40–65,50	Kopolimer acetalowy	13,64–18,44	Silikon	5,81–7,85	Akrylonitryl-butadien-styren	4,32–5,85	Siarczan baru	5,03–8,93	Politereftalan etylenu	1,81–2,44
	Material	% wag. (w/w)														
Poliuretan	60,40–65,50															
Kopolimer acetalowy	13,64–18,44															
Silikon	5,81–7,85															
Akrylonitryl-butadien-styren	4,32–5,85															
Siarczan baru	5,03–8,93															
Politereftalan etylenu	1,81–2,44															
<p>Uwaga: wyrób nie powinien być używany, jeśli pacjent jest uczulony na powyższe materiały.</p> <p>Uwaga: akcesoria zawierające stal nierdzewną mogą zawierać do 4% wag. kobaltu jako substancji CMR.</p>																
Informacje o substancjach leczniczych w wyrobie	Nie dotyczy															
W jaki sposób wyrób osiąga zamierzony sposób działania	Cewniki do hemodializy to centralnie umieszczone przewody dostępne. Typowy cewnik do hemodializy wykorzystuje cienki, elastyczny przewód. Przewód posiada dwa otwory. Przewód jest wprowadzany do dużej żyły. Żyła jest zwykle żyłą szyjną wewnętrzną. Krew cofa się przez jeden kanał cewnika. Krew przepływa do urządzenia do dializy przez oddzielny zestaw przewodów. Krew jest następnie przetwarzana i filtrowana. Krew wraca do pacjenta przez drugi kanał. Ten wyrób jest używany, gdy dializa musi rozpocząć się natychmiast. Pacjenci mogą nie mieć funkcjonalnej przetoki AV lub przeszczepu. Hemodializa przy pomocy cewnika zwykle odbywa się krótkoterminowo. W niektórych przypadkach może wystąpić dostęp długoterminowy. Na przykład: gdy występują problemy z utrzymaniem przetoki AV lub przeszczepu.															
Informacje o sterylizacji	Zawartość w zamkniętym, nieuszkodzonym opakowaniu jest jałowa i niepirogenna. Produkt wysterylizowany tlenkiem etylenu.															
Opis akcesoriów	Nazwa akcesorium	Opis akcesorium														
	Prowadnik	Działa jako ścieżka dla innych komponentów														
	Narzędzie wprowadzające prowadnik	Pomaga wprowadzić prowadnik														
	Igła wprowadzająca	Umieszczona w żyłę docelowej, aby uzyskać dostęp														
	Tuneler	Tworzy kieszonkę między mięśniami a skórą, która jest przeznaczona na cewnik														
	Tuleja tunelu	Pomaga zamocować cewnik do tunelera														

	Odrywany introduktor	Służy do uzyskania centralnego dostępu żylnego
	Nasadka	Pozwala utrzymać cewnik w czystości między zabiegami
	Rozszerzacz	Służy do powiększania otworu w naczyniu
	Skalpel	Wyrób do cięcia
	Tegaderm	Opatrunek chroniący cewnik przed zanieczyszczeniem
	Strzykawka	Pomaga zwrócić krew, gdy igła przebije żyłę

4. Zagrożenia i ostrzeżenia

Należy skontaktować się z lekarzem w razie przekonania, że u pacjenta występują działania niepożądane związane z wyrobem lub jego użytkowaniem. Jeśli pacjent ma wątpliwości dotyczących zagrożeń, należy skontaktować się z lekarzem. Ten dokument nie zastępuje konsultacji z lekarzem.

Sposób kontrolowania lub zarządzania potencjalnymi zagrożeniami	<p>Od stycznia 2020 r. sprzedano 511 182 wyrobów. Z wyrobem wiążą się działania niepożądane i zagrożenia. Obejmują one:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zakażenie • Krwawienie • Usunięcie cewnika • Wymiana cewnika <p>Zagrożenia te są zredukowane do akceptowalnego poziomu. Zagrożenia te opisano w ulotce. Zaletą wyrobu jest dostęp do hemodializy, gdy alternatywy nie są odpowiednie. Korzyści te przewyższają ryzyko.</p>
Pozostałe zagrożenia i działania niepożądane	<p>Z cewnikiem Hemo-Flow® są związane pewne zagrożenia. Obejmują one:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opóźnienia proceduralne • Zakrzepica • Zakażenia • Perforacje • Zator • Incydent kardiologiczny • Niezadowolenie <p>Zagrożenia te są zgodne z zagrożeniami związanymi z innymi cewnikami dializacyjnymi. Nie są one typowe dla produktu firmy Medcomp. Do najczęstszych reakcji należy zakażenie. Zakażenie może być związane z ogólnym zabiegiem chirurgicznym i hospitalizacją. Zakażenie nie zawsze musi być związane z wyrobem.</p>

Kategoria zagrożeń resztkowych u pacjenta	Ilościowe oznaczenie zagrożeń resztkowych	
	Reklamacje (01.01.2016 – 31.03.2025)	Zdarzenia dotyczące aktywności po wprowadzeniu do obrotu
	Sprzedane jednostki: 701 139	Zbadane jednostki: 183
	Liczba przypadków na zdarzenie	Liczba przypadków na zdarzenie
Reakcja alergiczna	Nie zgłoszono.	Nie zgłoszono.
Krwawienie	1 zdarzenie na 110 000 przypadków.	1 zdarzenie na 26 przypadków.
Incydent kardiologiczny	1 zdarzenie na 100 000 przypadków.	1 zdarzenie na 91 przypadków.
Zator	Nie zgłoszono.	1 zdarzenie na 183 przypadków.
Zakażenie	Nie zgłoszono.	1 zdarzenie na 9 przypadków.
Perforacja	Nie zgłoszono.	1 zdarzenie na 183 przypadków.
Zwężenie	Nie zgłoszono.	Nie zgłoszono.
Uraz tkanki	Nie zgłoszono.	Nie zgłoszono.
Zakrzepica	Nie zgłoszono.	1 zdarzenie na 16 przypadków.
Ostrzeżenia i środki ostrożności	<p>Poniżej znajdują się ostrzeżenia, środki ostrożności lub działania, które powinien podjąć pacjent:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aby zmniejszyć ryzyko przedostania się bakterii do cewnika, należy założyć maseczkę na nos i usta podczas uzyskiwania dostępu do cewnika. • Utrzymywać opatrunek na cewniku w czystości i suchości. Opatrunek powinien zostać zmieniony przez fachowy personel medyczny podczas każdej sesji dializy. • Unikać dopuszczania od umieszczenia cewnika lub miejsca wprowadzenia cewnika pod wodą. Wilgoć w pobliżu miejsca wprowadzenia cewnika może potencjalnie prowadzić do zakażenia. • Należy poprosić lekarza o wyjaśnienie przedmiotowych i podmiotowych objawów zakażenia cewnika. 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Nigdy nie zdejmować zatyczki znajdującej się na końcu z cewnika. Zatyczka i zaciski cewnika muszą być zamknięte, gdy cewnik nie jest używany do dializy.
Podsumowanie akcji naprawczych dotyczących bezpieczeństwa (FSCA)	W okresie od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. wyrób nie został wycofany z obrotu.

5. Podsumowanie oceny klinicznej i obserwacji klinicznych po wprowadzeniu do obrotu

Kliniczne podstawy wyrobu
Przedmiotowe wyroby są dostępne od 2003 r. Oznaczenie CE nadano w 2004 r. FDA wydała pozwolenie w 2003 r. W przypadku wszystkich uwzględnionych modeli planuje się dystrybucję na terenie Unii Europejskiej.
Dowody kliniczne stanowiące podstawę do nadania oznaczenia CE
<p>W przeglądzie literatury klinicznej zidentyfikowano 6 artykułów odnoszących się do bezpieczeństwa i/lub skuteczności przedmiotowego wyrobu, gdy jest on używany zgodnie z przeznaczeniem. Artykuły te obejmowały około 1 822 przypadków. Cztery działania dotyczące danych na poziomie pacjenta pozwoliły zebrać informacje o 183 cewnikach. Otrzymano 8 ankiet dla użytkowników dotyczących tego wyrobu.</p> <p>Wyniki z literatury klinicznej i działania dotyczące danych potwierdzają skuteczność przedmiotowego wyrobu. Wszystkie dane dotyczące cewnika Hemo-Flow®/Jet Flow/Nipro Flow zostały poddane ocenie. Korzyści związane z przedmiotowym wyrobem przewyższają ryzyko, gdy wyrób jest używany zgodnie z przeznaczeniem. Zaletą wyrobu jest umożliwienie hemodializy u pacjentów, u których inne terapie lub leczenie zachowawcze nie są pożądane przez lekarza.</p>
Bezpieczeństwo
<p>Istnieją wystarczające dane, aby udowodnić zgodność z obowiązującymi wymaganiami. Wyrób jest bezpieczny i działa zgodnie z przeznaczeniem i opisem firmy Medcomp. Wyrób stanowi najnowszy stan wiedzy jako wyrób umożliwiający długotrwały dostęp naczyniowy do hemodializy u pacjentów dorosłych.</p> <p>Firma Medcomp dokonała przeglądu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danych z okresu po wprowadzeniu do obrotu • Materiałów informacyjnych firmy Medcomp • Dokumentacji dotyczącej zarządzania ryzykiem <p>Zagrożenia są odpowiednio oznaczone i zgodne ze stanem techniki. Zagrożenia związane z wyrobem są akceptowalne w porównaniu z korzyściami. Wpłynęły 103 reklamacje na 511 182 jednostek sprzedanych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2025 r. Wskaźnik reklamacji wynosi 0,020%.</p>

6. Możliwe alternatywy terapeutyczne

Rozważając alternatywne metody leczenia, zaleca się skontaktowanie się z lekarzem, który może rozważyć indywidualną sytuację pacjenta. Wytyczne Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (KDOQI) dotyczące praktyki klinicznej z 2019 r. zostały wykorzystane do uzasadnienia poniższych zaleceń dotyczących leczenia.

Terapia	Korzyści	Wady	Najważniejsze zagrożenia
Przetoka AV	<ul style="list-style-type: none"> • Stałe rozwiązanie. • Mniejsza częstość występowania powikłań niż w przypadku cewnika. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wymaga czasu. • Pacjenci muszą czasami samodzielnie wykonać nakłucie igłą. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zwężenie • Zakrzepica • Tętniak • Nadciśnienie płucne • Zespół podkradania • Posocznica
Cewnik do hemodializy	<ul style="list-style-type: none"> • Przydatne do szybkiego dostępu. • Może być stosowany jako pomost między terapiami. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rozwiązanie nie trwałe. • Może wystąpić dysfunkcja cewnika. • Korzyści mogą nie być takie same u wszystkich pacjentów. 	<ul style="list-style-type: none"> • Krwawienie pozabiegowe • Zakażenie • Zakrzepica • Zmniejszony przepływ krwi w dysfunkcyjnym cewniku • Zdarzenia sercowo-naczyniowe • Utworzenie koszulki fibrynowej wokół cewnika • Posocznica
Dializa otrzewnowa	<ul style="list-style-type: none"> • Mniej restrykcyjna dieta niż w przypadku hemodializy. • Nie wymaga hospitalizacji. 	<ul style="list-style-type: none"> • Usuwanie zanieczyszczeń jest ograniczone przepływem i przestrzenią 	<ul style="list-style-type: none"> • Zapalenie otrzewnej • Posocznica • Przeciążenie płynami
Przeszczep nerki	<ul style="list-style-type: none"> • Lepsza jakość życia. • Mniejsze ryzyko zgonu. • Mniej ograniczeń dietetycznych. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wymaga dawcy. • Bardziej ryzykowne dla niektórych grup. • Pacjent musi przyjmować leki przez całe życie. • Leki mają działania niepożądane. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zakrzepica • Krwotok • Blokada moczowodu • Zakażenie • Odrzucenie narządu <ul style="list-style-type: none"> • Zgon • Zawał mięśnia sercowego • Udar mózgu
Kompleksowe leczenie zachowawcze	<ul style="list-style-type: none"> • Mniejsze obciążenie objawami. • Pozwala zachować zadowolenie z życia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Może pogorszyć stan kliniczny. • Nie ma na celu leczenia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Leczenie może faktycznie nie minimalizować ryzyka związanego z PChN.

7. Sugerowane szkolenie dla użytkowników

Cewnik należy wprowadzać, usuwać i manewrować nim wykwalifikowany lekarz z uprawnieniami lub inni wykwalifikowani pracownicy służby zdrowia pod kierunkiem lekarza. W pewnych okolicznościach pacjenci, którzy mogą kwalifikować się do hemodializy domowej, mogą manipulować zewnętrznymi połączeniami cewnika.

Należy zapoznać się z wytycznymi Międzynarodowego Towarzystwa Hemodializy. Jeśli zalecana jest dializa domowa, pacjent przejdzie drobiazgowo szkolenie. Cele programu szkoleniowego to:

- 1) Przekazanie informacji niezbędnych do bezpiecznej dializy w domu.
- 2) Umożliwienie monitorowania i kontrolowania choroby.
- 3) Pomoc dla pacjenta w radzeniu sobie z obawami i ograniczeniami hemodializy domowej.

Idealny stosunek pielęgniarki szkolącej do pacjenta wynosi zazwyczaj 1:1. Zostanie utworzony harmonogram szkoleń. Szkolenie zostanie zindywidualizowane do potrzeb pacjenta.

Skrót	Definicja
AV	Tętniczo-żylny
CE	Conformité Européenne (zgodność europejska)
PChN	Przewlekła choroba nerek
cm	centymetr
CMR	Rakotwórczy, mutageny, toksyczny dla reprodukcji
F	French (grubość cewnika)
FDA	Agencja ds. Żywności i Leków
FSCA	Akcja naprawcza dotycząca bezpieczeństwa
KDOQI	Kidney Disease Outcomes Quality Initiative
PA	Pensylwania
SSCP	Podsumowanie bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej
USA	Stany Zjednoczone Ameryki
w/w	wag./wag.

Dodanie kopii do „Dokumentacji MDR” (podpis i data):