

RÉSUMÉ DE LA SÉCURITÉ ET DES PERFORMANCES CLINIQUES

SSCP-008

Gamme de produits d'ensembles cathéters Hemo-Cath® LT

INFORMATIONS IMPORTANTES

Ce résumé des caractéristiques de sécurité et des performances cliniques (SSCP) est destiné à fournir au public un accès à un résumé à jour des principaux aspects de la sécurité et des performances cliniques du dispositif.

Ce SSCP n'est pas destiné à remplacer les instructions d'utilisation comme document principal pour garantir une utilisation sûre du dispositif, ni à fournir des suggestions diagnostiques ou thérapeutiques aux utilisateurs ou aux patients visés.

Documents applicables	
Type de document	Titre / Numéro du document
DHF	10013, 10014
Numéro de dossier « Documentation MDR »	MDR-008

Historique des révisions					
Révision	Date	N° DM	Auteur	Description des changements	Validé
1	04OCT2021	26535	RS	Mise en œuvre du SSCP	<input type="checkbox"/> Oui, cette version a été validée par l'organisme notifié dans la langue suivante : Anglais <input type="checkbox"/> Non, cette version n'a pas été validée par l'organisme notifié car il s'agit d'un dispositif implantable de classe IIa ou IIb

2	25JUL2022	27030	RS	<p>Mise à jour prévue ; mise à jour du SSCP conformément à CER-008_C. En outre, les éléments suivants ont été ajoutés : UDI-DI de base, SRN, nom de l'organisme notifié et numéro d'identification unique, nomenclature EMDN, quantification des risques résiduels, bénéfiques et risques liés aux thérapies alternatives, formation requise pour l'hémodialyse à domicile et tableau d'acronymes.</p>	<p><input type="checkbox"/> Oui, cette version a été validée par l'organisme notifié dans la langue suivante : Anglais</p> <p><input type="checkbox"/> Non, cette version n'a pas été validée par l'organisme notifié car il s'agit d'un dispositif implantable de classe IIa ou IIb</p>
3	19SEP2022	27292	GM	<p>Ajout d'informations supplémentaires à la ligne de révision 2. La section 8 a été mise à jour pour s'aligner sur les normes harmonisées les plus récentes et les spécifications communes (CS) appliquées. La quantification des risques résiduels a été mise à jour pour s'aligner sur les catégories de dommages décrites dans les instructions d'utilisation. Le nombre total de cas identifiés et utilisés pour l'évaluation des performances cliniques présentées dans la section 5 a diminué de 5 506 à 672 sur la base de l'exclusion des sources de données probantes cliniques de cohorte mixte suivantes : Onder et al., 2007 (175 Cases), Haas et al., 2010 (3,170 Cases), Granata et al., 2018 (1 489 cas).</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Oui, cette version a été validée par l'organisme notifié dans la langue suivante : Anglais</p> <p><input type="checkbox"/> Non, cette version n'a pas été validée par l'organisme notifié car il s'agit d'un dispositif implantable de classe IIa ou IIb</p>
4	06JUL2023	28266	GM	<p>Mise à jour périodique : mise à jour conformément à la norme CER-008, révision D</p>	<p><input type="checkbox"/> Oui, cette version a été validée par</p>

					<p>l'organisme notifié dans la langue suivante : Anglais</p> <p><input type="checkbox"/> Non, cette version n'a pas été validée par l'organisme notifié car il s'agit d'un dispositif implantable de classe IIa ou IIb</p>
5	01JUL2024	29150	GM	Mise à jour périodique : mise à jour conformément à la norme CER-008, révision E	<p><input type="checkbox"/> Oui, cette version a été validée par l'organisme notifié dans la langue suivante : Anglais</p> <p><input type="checkbox"/> Non, cette version n'a pas été validée par l'organisme notifié car il s'agit d'un dispositif implantable de classe IIa ou IIb</p>
6	31JUL2025	25-0051	GM	Mise à jour périodique : mise à jour conformément à la norme CER-008, révision F	<p><input type="checkbox"/> Oui, cette version a été validée par l'organisme notifié dans la langue suivante : Anglais</p> <p><input type="checkbox"/> Non, cette version n'a pas été validée par l'organisme notifié car il s'agit d'un dispositif implantable de classe IIa ou IIb</p>

UTILISATEURS / PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Les informations suivantes sont destinées aux utilisateurs/professionnels de santé. À la suite de ces informations, vous trouverez un résumé destiné aux patients.

1. Identification du dispositif et informations générales

Nom(s) commercial(aux) du dispositif	Hemo-Cath® LT
Nom et adresse du fabricant	Medical Components, Inc. 1499 Delp Drive Harleysville, PA 19438 États-Unis
Numéro d'enregistrement unique (SRN) du fabricant	US-MF-000008230
UDI-DI de base	00884908106MS
Description / texte de la nomenclature des dispositifs médicaux	F900202 - Cathéter et kits d'hémodialyse permanente
Classe de dispositif	III
Date de délivrance du premier certificat CE pour ce dispositif	Novembre 1997
Nom du mandataire autorisé et SRN	Expert en réglementation européenne Medical Product Service GmbH (MPS) Borngasse 20 35619 Braunfels, Allemagne SRN : DE-AR-000005009
Nom de l'organisme notifié et numéro d'identification unique	BSI Pays-Bas NB2797

Les dispositifs visés par le présent document sont tous des jeux de cathéters d'hémodialyse à long terme. Les références des dispositifs sont organisées en catégories de variantes. Ces dispositifs sont distribués sous forme de kits chirurgicaux, dans diverses configurations comprenant des accessoires et des dispositifs complémentaires (voir la section « Accessoires destinés à être utilisés en combinaison avec le dispositif »).

Variantes de dispositifs :

Description de la variante	Référence
Hemo Cath droit LT 12.5F x 15 cm	30540-815-100
Hemo Cath droit LT 12.5F x 18 cm	30540-818-100

Description de la variante	Référence
Hemo Cath droit LT 12.5F x 24 cm	30540-824-100
Hemo Cath LT pré-courbé 12.5F x 28 cm	3293G
Hemo Cath droit LT 12.5F x 28 cm	3289G
Hemo Cath LT pré-courbé 12.5F x 32 cm	3294G
Hemo Cath droit LT 12.5F x 32 cm	3306G
Hemo Cath LT droit 8F x 18 cm	3189G
Hemo Cath LT droit 8F x 24 cm	3190G

Kits chirurgicaux :

Code de catalogue	Référence	Description
SL18P	3189G	Jeu de cathéters Hemo-Cath® LT 8F x 18 cm (ballonnet 15 cm à partir de la pointe)
SL24P	3190G	Jeu de cathéters Hemo-Cath® LT 8F x 24 cm (ballonnet 21 cm à partir de la pointe)
MC101241	30540-815-100	Jeu de cathéters Hemo-Cath® LT 12.5F x 15 cm (ballonnet 10 cm à partir de la pointe)
MC101242	30540-818-100	Jeu de cathéters Hemo-Cath® LT 12.5F x 18 cm (ballonnet 13 cm à partir de la pointe)
MC101243	30540-824-100	Jeu de cathéters Hemo-Cath® LT 12.5F x 24 cm (ballonnet 19 cm à partir de la pointe)
SL28E.	3289G	Jeu de cathéters Hemo-Cath® LT 12.5F x 28 cm (ballonnet 23 cm à partir de la pointe)
SL32E.	3306G	Jeu de cathéters Hemo-Cath® LT 12.5F x 32 cm (ballonnet 27 cm à partir de la pointe)
SL28PCE.	3293G	Jeu de cathéters Hemo-Cath® LT 12.5F x 28 cm (ballonnet 23 cm à partir de la pointe)
SL32PCE.	3294G	Jeu de cathéters Hemo-Cath® LT 12.5F x 32 cm (ballonnet 27 cm à partir de la pointe)

Configurations des kits chirurgicaux :

Type de configuration	Composants du kit
Jeu 8F	<ul style="list-style-type: none"> (1) Cathéter (1) AIGUILLE D'INTRODUCTION 1,3 mm D.E. x 1,0 mm D.I. x 70 mm (18GA) (1) FIL-GUIDE 0,97 mm x 70 cm (0,038) AVEC POINTE EN J (R 3 mm) (1) Entraîneur de fil-guide (1) Tunnélisateur (1) INTRODUCTEUR PELABLE 3,4 mm D.I. x 18 cm (10F) (1) Scalpel (1) Pince Hemo-Cath (2) Bouchons obturateurs (1) Carte d'identification patient (1) Kit d'informations patient

Type de configuration	Composants du kit
Jeu 12.5F	(1) Cathéter (1) AIGUILLE D'INTRODUCTION 1,3 mm D.E. x 1,0 mm D.I. x 70 mm (18GA) (1) FIL-GUIDE 0,97 mm x 70 cm (0,038) AVEC POINTE EN J (R 3 mm) (1) Entraîneur de fil-guide (1) Tunnélisateur (1) Manche de tunnélisation (1) INTRODUCTEUR PELABLE 4,4 mm D.I. x 18 cm (13F) (1) Scalpel (1) Pince Hemo-Cath (2) Bouchons obturateurs (1) Carte d'identification patient (1) Kit d'informations patient
Jeu pré-courbé 12.5F	(1) Cathéter (1) AIGUILLE D'INTRODUCTION 1,3 mm D.E. x 1,0 mm D.I. x 70 mm (18GA) (1) FIL-GUIDE 0,97 mm x 70 cm (0,038) AVEC POINTE EN J (R 3 mm) (1) Entraîneur de fil-guide (1) Tunnélisateur (1) Manche de tunnélisation (1) INTRODUCTEUR PELABLE 4,4 mm D.I. x 18 cm (13F) (1) Scalpel (2) Bouchons obturateurs (1) Carte d'identification patient (1) Kit d'informations patient

2. Utilisation prévue du dispositif

Objectif visé	<p>Les cathéters Hemo-Cath® LT sont destinés à être utilisés chez les patients adultes et pédiatriques qui ne disposent pas d'un accès vasculaire permanent fonctionnel ou qui ne sont pas candidats à un accès vasculaire permanent et pour lesquels un accès vasculaire veineux central pour l'hémodialyse et l'aphérèse est jugé nécessaire sur la base des indications d'un médecin qualifié et agréé. Le cathéter est destiné à être utilisé sous le contrôle et l'évaluation réguliers de professionnels de santé qualifiés. Ce cathéter est un dispositif à usage unique.</p>
Indication(s)	<p>Les cathéters Hemo-Cath® LT sont indiqués pour une utilisation à court ou à long terme lorsqu'un accès vasculaire est nécessaire pendant au moins 14 jours à des fins d'hémodialyse ou d'aphérèse.</p>
Population(s) cible(s)	<p>Les cathéters Hemo-Cath® LT sont destinés à être utilisés chez les patients adultes et pédiatriques qui ne disposent pas d'un accès vasculaire permanent fonctionnel ou qui ne sont pas candidats à un accès vasculaire permanent et pour lesquels un accès vasculaire veineux central pour l'hémodialyse et l'aphérèse est jugé nécessaire sur la base des indications d'un médecin qualifié et agréé.</p>

Contre-indications et/ou limitations	<ul style="list-style-type: none"> • Allergies avérées ou présumées à l'un des composants du cathéter ou du kit. • Ce dispositif est contre-indiqué chez les patients présentant une coagulopathie ou une thrombocytopenie sévère et non contrôlée.
--------------------------------------	---

3. Description du dispositif

Figure 1 : Hemo-Cath® LT pré-courbé



Figure 2 : Hemo-Cath® LT droit



Description du dispositif	<p>Le cathéter Hemo-Cath® LT est un cathéter à double lumière et accès unique à long terme qui est utilisé pour retirer et renvoyer le sang par deux passages distincts (lumières). Chaque lumière est connectée par une tubulure d'extension. La transition entre la lumière et l'extension est logée dans une embase moulée. Sur chaque lumière, le volume d'amorçage est identifié par des anneaux d'identification montés dans les clamps sur les extensions. Un ballonnet en polyester est placé sur la lumière du cathéter afin de permettre la croissance tissulaire pour ancrer le cathéter. Le cathéter intègre du sulfate de baryum pour faciliter la visualisation sous fluoroscopie ou radiographie. Le cathéter a été testé à des débits allant jusqu'à 400 ml/min (12.5F) et 250 ml/min (8F). Le cathéter est disponible dans une grande variété de tailles pour tenir compte des préférences des médecins et des besoins cliniques.</p>
---------------------------	--

Matériaux / substances en contact avec les tissus du patient	<p>Les fourchettes de pourcentages figurant dans le tableau ci-dessous sont basées sur les poids des cathéters de 18 cm (11,44 g) et des cathéters de 24 cm (11,81 g).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Hemo-Cath® LT 8F</th> </tr> <tr> <th>Matériau</th> <th>% masse (m/m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Silicone</td> <td>54,70 - 55,66</td> </tr> <tr> <td>Copolymère d'acétal</td> <td>20,19 - 20,85</td> </tr> <tr> <td>Polyuréthane</td> <td>14,99 - 15,48</td> </tr> <tr> <td>Acrylonitrile butadiène styrène</td> <td>6,04 - 6,24</td> </tr> <tr> <td>Sulfate de baryum</td> <td>1,75 - 2,17</td> </tr> <tr> <td>Polyéthylène téréphtalate</td> <td>0,95 - 0,99</td> </tr> </tbody> </table> <p>Les fourchettes de pourcentages figurant dans le tableau ci-dessous sont basées sur les poids des cathéters de 15 cm (12,08 g) et des cathéters de 32 cm (13,89 g).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Hemo-Cath® LT 12.5F</th> </tr> <tr> <th>Matériau</th> <th>% masse (m/m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Silicone</td> <td>55,00 - 58,92</td> </tr> <tr> <td>Copolymère d'acétal</td> <td>17,16 - 19,74</td> </tr> <tr> <td>Polyuréthane</td> <td>13,31 - 15,31</td> </tr> <tr> <td>Acrylonitrile butadiène styrène</td> <td>5,20 - 5,98</td> </tr> <tr> <td>Sulfate de baryum</td> <td>1,91 - 3,62</td> </tr> <tr> <td>Polyéthylène téréphtalate</td> <td>1,79 - 2,06</td> </tr> </tbody> </table> <p>Remarque : conformément aux instructions d'utilisation, le dispositif est contre-indiqué chez les patients présentant des allergies avérées ou présumées aux matériaux susmentionnés.</p> <p>Remarque : les accessoires contenant de l'acier inoxydable peuvent inclure jusqu'à 4 % de cobalt, une substance classée CMR.</p>	Hemo-Cath® LT 8F		Matériau	% masse (m/m)	Silicone	54,70 - 55,66	Copolymère d'acétal	20,19 - 20,85	Polyuréthane	14,99 - 15,48	Acrylonitrile butadiène styrène	6,04 - 6,24	Sulfate de baryum	1,75 - 2,17	Polyéthylène téréphtalate	0,95 - 0,99	Hemo-Cath® LT 12.5F		Matériau	% masse (m/m)	Silicone	55,00 - 58,92	Copolymère d'acétal	17,16 - 19,74	Polyuréthane	13,31 - 15,31	Acrylonitrile butadiène styrène	5,20 - 5,98	Sulfate de baryum	1,91 - 3,62	Polyéthylène téréphtalate	1,79 - 2,06
	Hemo-Cath® LT 8F																																
	Matériau	% masse (m/m)																															
	Silicone	54,70 - 55,66																															
Copolymère d'acétal	20,19 - 20,85																																
Polyuréthane	14,99 - 15,48																																
Acrylonitrile butadiène styrène	6,04 - 6,24																																
Sulfate de baryum	1,75 - 2,17																																
Polyéthylène téréphtalate	0,95 - 0,99																																
Hemo-Cath® LT 12.5F																																	
Matériau	% masse (m/m)																																
Silicone	55,00 - 58,92																																
Copolymère d'acétal	17,16 - 19,74																																
Polyuréthane	13,31 - 15,31																																
Acrylonitrile butadiène styrène	5,20 - 5,98																																
Sulfate de baryum	1,91 - 3,62																																
Polyéthylène téréphtalate	1,79 - 2,06																																
Informations sur les substances médicinales dans le dispositif	S/O																																
Comment le dispositif atteint son mode d'action prévu	<p>Les cathéters d'hémodialyse sont des tubes d'accès placés de manière centrale. Un cathéter d'hémodialyse type utilise un tube fin et flexible. Le tube comprend deux ouvertures. Le tube est inséré dans une grande veine. La veine est généralement la veine jugulaire interne. Le sang est extrait par une lumière du cathéter. Le sang est acheminé vers l'appareil de dialyse par un jeu de tubulures distinct. Le sang est ensuite traité et filtré. Le sang retourne vers le patient par la deuxième lumière. Ce dispositif est utilisé lorsque la dialyse doit commencer immédiatement. Les patients peuvent ne pas présenter de fistule ou de greffe AV fonctionnelle. L'hémodialyse par cathéter est généralement pratiquée à court terme. Un accès à long terme est possible dans certains cas. Par exemple, en présence de</p>																																

	problèmes de support d'une fistule ou d'une greffe AV. Le cathéter peut également être utilisé pour l'aphérèse. L'aphérèse peut avoir lieu dans une banque de sang ou un centre d'hémodialyse. Comme l'hémodialyse, les traitements par apherèse prélèvent du sang dans le cathéter, puis le renvoient par le cathéter. Il existe différents types d'aphérèse. Alors que l'hémodialyse nettoie le sang, l'aphérèse sépare et élimine un composant du sang.	
Informations sur la stérilisation	Contenu stérile et apyrogène dans un emballage non ouvert intact. Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.	
Généralités précédentes / variantes	Nom de la génération précédente	Différences par rapport au dispositif actuel
	S/O	S/O
Accessoires destinés à être utilisés en combinaison avec les cathéters Hemo-Cath LT	Nom de l'accessoire	Description de l'accessoire
	Fil-guide	Pour un usage intravasculaire général afin de faciliter le positionnement sélectif de dispositifs médicaux dans l'anatomie vasculaire.
	Entraîneur de fil-guide	Facilite l'introduction du fil-guide dans la veine cible.
	Aiguille d'introduction	Utilisée pour l'introduction percutanée de fils-guides.
	Scalpel	Dispositif de coupe utilisé lors d'interventions chirurgicales, sur des pathologies et médicales mineures
	Tunnélisateur	Instrument utilisé pour créer un tunnel sous-cutané
	Pince Hemo-Cath	La pince d'ancrage courbe les extensions
	Introducteur pelable	Les introducteurs sont destinés à obtenir un accès veineux central pour faciliter l'introduction du cathéter dans le système veineux central.
	Dilatateur	Conçu pour une entrée percutanée dans un vaisseau afin d'élargir l'ouverture du vaisseau pour la mise en place d'un cathéter dans une veine.
	Bouchon obturateur	Permet de garder le raccord Luer du cathéter propre et de le protéger entre les traitements.
Autres dispositifs ou produits destinés à être utilisés en association avec le cathéter Hemo-Cath LT	Nom du dispositif ou du produit	Description du dispositif ou du produit
	Tegaderm	Pansement adhésif destiné à protéger le cathéter de la contamination lorsqu'il n'est pas utilisé
	Seringue	Fixée à l'aiguille d'introduction pour faciliter la capture du retour sanguin une fois que l'aiguille d'introduction a perforé la veine ciblée, prévient l'embolie gazeuse

4. Risques et mises en garde

Risques résiduels et effets indésirables	<p>Conformément aux instructions d'utilisation du produit (IFU 40767BSI), toutes les interventions chirurgicales comportent des risques. Medcomp a mis en place des processus de gestion des risques afin d'identifier et d'atténuer autant que possible ces risques de manière proactive sans nuire au rapport bénéfices/risques du dispositif. Après atténuation, des risques résiduels et la possibilité d'événements indésirables liés à l'utilisation de ce produit subsistent. Medcomp a déterminé que tous les risques résiduels sont acceptables.</p>	
	Type de dommage résiduel	Éventuels événements indésirables associés à un dommage
	Saignement	Saignement (peut être grave) Saignement de l'artère fémorale Hématome Saignement rétropéritonéal
	Événement cardiaque	Arythmie cardiaque Tamponnade cardiaque
	Embolie	Embolie gazeuse
	Infection	Bactériémie Endocardite Infection du point d'émergence cutané Septicémie Infection du tunnel
	Perforation	Ponction de la veine cave inférieure Déchirure du vaisseau Perforation du vaisseau Pneumothorax Ponction auriculaire droite Ponction de l'artère sous-clavière Ponction de la veine cave supérieure
	Thrombose	Thrombose veineuse centrale Thrombose luminale Thrombose de la veine sous-clavière Thrombose vasculaire
	Complications diverses	Lésion du plexus brachial Lésion du nerf crural Hémothorax Lésion pleurale Rupture du canal thoracique Sténose veineuse

Catégorie de dommage résiduel du patient	Quantification des risques résiduels	
	Réclamations liées au PMS (1er janvier 2019 - 30 septembre 2024)	Événements de suivi clinique post-commercialisation (PMCF)
	Unités vendues : 36417	Unités étudiées : 495
	% de dispositifs	% de dispositifs
Réaction allergique	Non rapporté	0,2 %
Saignement	0,014 %	0,2 %
Événement cardiaque	0,003 %	0,2 %
Embolie	Non rapporté	Non rapporté
Infection	0,003 %	9,90 %
Perforation	Non rapporté	Non rapporté
Sténose	Non rapporté	Non rapporté
Lésion tissulaire	Non rapporté	Non rapporté
Thrombose	Non rapporté	0,2 %
Complications diverses	Non rapporté	Non rapporté

Mises en garde et précautions	<p>Toutes les mises en garde ont été examinées par rapport à l'analyse des risques, au PMS et aux tests d'utilisation afin de valider la cohérence entre les sources d'information. Conformément aux instructions d'utilisation du produit (IFU 40767BSI), les cathéters Hemo-Cath® LT comportent les mises en garde suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ne pas implanter ce cathéter dans des vaisseaux thrombosés. • Ne pas pousser le fil-guide ou le cathéter plus en avant en cas de résistance inhabituelle. • Ne pas forcer lors de la pose ou du retrait du fil-guide sur un composant. Si le fil-guide est endommagé, le fil-guide et tout composant associé doivent être retirés ensemble. • Ne pas restériliser le cathéter ni les accessoires, quelle que soit la méthode de stérilisation employée. • Contenu stérile et apyrogène dans un emballage non ouvert intact. STÉRILISATION À L'OXYDE D'ÉTHYLÈNE • Ne pas réutiliser le cathéter ni les accessoires car le dispositif n'a pas été correctement nettoyé et décontaminé, ce qui peut entraîner une contamination, une détérioration du cathéter, une usure du dispositif ou une réaction aux endotoxines. • Ne pas utiliser le cathéter ni les accessoires si leur emballage est ouvert ou détérioré. • Ne pas utiliser le cathéter ni les accessoires si un quelconque signe de détérioration est décelé ou si la date limite d'utilisation est dépassée. • Ne pas utiliser d'instruments tranchants à proximité de la tubulure d'extension ou de la lumière du cathéter.
-------------------------------	---

- Ne pas utiliser de ciseaux pour enlever le pansement.
- Ne PAS utiliser d'iode ou de désinfectants à base d'iode sur ce cathéter. Un dysfonctionnement du cathéter se produira. Nous recommandons l'usage de solutions à base d'alcool ou de gluconate de chlorhexidine comme antiseptiques sur ce cathéter.

Les précautions énumérées dans les instructions d'utilisation du cathéter Hemo-Cath LT sont les suivantes :

- Vérifier l'absence de dommages sur la lumière du cathéter et les extensions avant et après chaque traitement.
- Afin d'éviter les accidents, vérifier tous les bouchons et raccords de tubulures avant et entre les traitements.
- Utiliser uniquement des raccords Luer Lock (filetés) avec ce cathéter.
- Dans le cas rare où une embase ou un connecteur viendrait à se séparer d'un des composants lors de la mise en place ou de l'utilisation, prendre toutes les mesures et précautions nécessaires afin d'éviter un saignement ou une embolie gazeuse et enlever le cathéter.
- Avant toute tentative d'introduction du cathéter, veiller à se familiariser avec les complications éventuelles et leurs soins d'urgence dans le cas où l'une d'elles se produirait.
- Un serrage répété des lignes sanguines, des seringues et des bouchons accentuera l'usure du connecteur et peut lui faire perdre de son efficacité.
- Le cathéter sera endommagé si des clamps autres que ceux fournis avec ce kit sont utilisés.
- Éviter tout clampage à proximité du raccord Luer Lock et de l'embase du cathéter. Le clampage de la tubulure au même endroit à plusieurs reprises peut la fragiliser.

Les précautions et mises en garde supplémentaires figurant dans les instructions d'utilisation du cathéter Hemo-Cath® LT sont les suivantes :

- La discrétion du médecin est fortement conseillée lors de l'insertion de ce cathéter chez les patients qui ne parviennent pas à prendre ou à retenir une respiration profonde.
- Les patients qui nécessitent une assistance respiratoire sont davantage exposés à un risque de pneumothorax lors d'une canulation de la veine sous-clavière, ce qui peut entraîner des complications.
- L'utilisation prolongée de la veine sous-clavière peut être liée à une sténose de cette même veine.
- Ne pas trop élargir le tissu sous-cutané lors de la tunnélisation. Un élargissement du tissu peut retarder ou empêcher la croissance interne du ballonnet.
- Ne pas sortir le tunnélisateur de manière oblique. Maintenir le tunnélisateur droit pour éviter toute détérioration de la pointe du cathéter.
- NE PAS saisir et tirer le fil-guide avant de relâcher le redresseur de pointe J-Straightener. Le fil-guide peut être endommagé s'il est tiré contre le dispositif de retenue du redresseur de pointe J-Straightener.
- La longueur du fil-guide inséré est déterminée par la taille du

	<p>patient. Surveiller le patient tout au long de cette procédure pour déceler une arythmie cardiaque. Le patient doit être placé sous surveillance cardiaque pendant cette intervention. Des arythmies cardiaques peuvent survenir si le fil-guide passe dans l'oreillette droite. Il convient de tenir fermement le fil-guide pendant l'intervention.</p> <ul style="list-style-type: none"> • NE PAS tordre la gaine/le dilatateur pendant l'introduction pour éviter toute déchirure prématurée de la gaine. Maintenir la gaine et le dilatateur à proximité de la pointe (à environ 3 cm) au début de l'introduction à la surface de la peau. Pour faire progresser la gaine et le dilatateur vers la veine, reprendre la gaine et le dilatateur à quelques centimètres (environ 5 cm) au-dessus de l'endroit de la première prise et appuyer sur la gaine et le dilatateur. Répéter la procédure jusqu'à ce que la gaine et le dilatateur soient totalement insérés. • Ne jamais laisser les gaines en place comme des cathéters à demeure. La veine serait endommagée. • Ne pas clamper la partie à double lumière du cathéter. Clamper uniquement les extensions. Ne pas utiliser de pinces dentelées, utiliser uniquement les clamps en ligne fournies. • Ne pas séparer la partie de la gaine qui reste dans le vaisseau. Pour éviter d'endommager le vaisseau, tirer la gaine aussi loin que possible et la détacher de quelques centimètres seulement à la fois. • S'assurer que tout l'air a bien été aspiré du cathéter et des extensions. Si tel n'est pas le cas, une embolie gazeuse peut survenir. • La non vérification du positionnement du cathéter peut entraîner un traumatisme grave ou des complications mortelles. • Faire attention lors de l'utilisation d'objets pointus et d'aiguilles à proximité de la lumière du cathéter. Le contact avec des objets pointus peut être à l'origine d'une défectuosité du cathéter. • Clamper le cathéter uniquement avec les clamps en ligne fournis. • Les clamps d'extension ne doivent être ouverts que pour l'aspiration, le nettoyage et le traitement par dialyse. • Vérifier toujours le protocole de l'hôpital ou du dispositif, les complications éventuelles et leur traitement, les mises en garde et les précautions avant d'entreprendre tout type d'intervention mécanique ou chimique en réponse aux problèmes de fonctionnement du cathéter. • Seul un médecin au fait des techniques adéquates est habilité à tenter les interventions suivantes. • Ne pas tirer l'extrémité distale du cathéter par l'incision, sous peine de contaminer la plaie.
<p>Autres aspects pertinents de la sécurité (ex. : mesures correctives de sécurité, etc.)</p>	<p>Sur la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2024, 134 réclamations ont été enregistrées pour 36 417 unités vendues, soit un taux de réclamation global de 0,368 %. Aucun événement lié au décès n'a été rapporté. Aucun événement n'a donné lieu à un rappel au cours de la période considérée.</p>

5. Résumé de l'évaluation clinique et du suivi clinique post-commercialisation (PMFC)

Résumé des données cliniques relatives au dispositif concerné

Les tableaux ci-dessous répertorient les numéros de cas d'insertion de dispositif identifiés et utilisés pour l'évaluation des performances cliniques dans chaque source de données cliniques.

Indication	Littérature clinique	Données de PMCF	Nombre total de cas	Réponses à l'enquête auprès des utilisateurs
Aphérèse	0	399	399	0
Hémodialyse	342	96	438	1
Inconnu	0	0	0	0
Total	342	495	837	1

Population de patients	Littérature clinique	Données de PMCF	Nombre total de cas	Réponses à l'enquête auprès des utilisateurs
Adultes	115	468	583	0
Pédiatrie	227	27	254	0
Inconnu	0	0	0	1
Total	342	495	837	1

Taille française du cathéter	Littérature clinique	Données de PMCF	Nombre total de cas	Réponses à l'enquête auprès des utilisateurs
8F	103	19	122	0
12.5F	84	476	560	1
Inconnu	155	0	155	0
Total	342	495	837	1

Les performances cliniques ont été mesurées à l'aide de paramètres comprenant, sans s'y limiter, le temps de séjour, les résultats d'introduction du cathéter et les taux d'événements indésirables. Les paramètres cliniques critiques extraits de ces études étaient conformes aux normes établies dans les directives concernant les techniques les plus récentes. Aucun événement indésirable imprévu ni aucun autre taux élevé d'événements indésirables n'ont été détectés au cours des activités cliniques.

Les cathéters Medcomp® sont soumis aux, et doivent réussir les tests d'utilisation simulée visant à reproduire une utilisation 3 fois par semaine pendant 12 mois dans le cadre du développement du dispositif. Le cathéter Hemo-Cath® LT a réussi ces tests. Bien que les cathéters Medcomp® ne contiennent pas de matériaux qui se détériorent au fil du temps, les cathéters entièrement fonctionnels peuvent être retirés pour d'autres raisons, telles qu'une infection réfractaire, un changement de traitement (comme un remplacement rénal (transplantation) ou l'utilisation d'une greffe/fistule artério-veineuse). Pour ces raisons, la littérature clinique publiée ne met pas toujours l'accent sur la durée de vie physique d'un cathéter. Dans le cas du cathéter Hemo-Cath® LT, 401 cathéters présentaient une durée d'utilisation de 49,1 jours [IC de 95 % : 40,7 - 57,5 jours] qui a été identifiée dans l'utilisation clinique rapportée à ce jour. Sur la base de ces informations, le cathéter Hemo-Cath® LT a

une durée de vie de 12 mois ; cependant, la décision de retirer et/ou de remplacer le cathéter doit être basée sur les performances et les besoins cliniques, et non un point prédéterminé dans le temps.

Résumé des données cliniques relatives au dispositif équivalent (le cas échéant)

Des données probantes cliniques provenant de la littérature publiée et des activités de PMFC ont été générées spécifiquement pour les variantes connues et inconnues du dispositif en question. La justification de l'équivalence dans le rapport d'évaluation clinique mis à jour démontrera que les données probantes cliniques disponibles pour ces variantes sont représentatives de la diversité de variantes de dispositifs dans la gamme de dispositifs.

Il n'existe aucune différence clinique ou biologique entre les variantes de la gamme de dispositifs en question, et l'impact potentiel des différences techniques sera rationalisé dans le rapport d'évaluation clinique à jour.

Résumé des données cliniques issues des investigations préalables à la mise sur le marché (le cas échéant)

Aucun dispositif clinique pré-commercialisé n'a été utilisé pour l'évaluation clinique du dispositif.

Résumé des données cliniques provenant d'autres sources :

Source : Résumé de la littérature publiée

Les recherches de données probantes cliniques dans la littérature ont révélé onze articles publiés représentant 342 cas spécifiques à la gamme de dispositifs Hemo-Cath® LT et 4 870 autres cas de cohortes mixtes incluant la gamme de dispositifs Hemo-Cath® LT.

Ces articles comprennent deux études prospectives (Musumeci et al., 2014, Mohamed et al., 2022), neuf études prospectives (Stravropoulos et al., 2003, Onder et al., 2007, Haas et al., 2010, Granata et al., 2018, Silva et al., 2020, Kumar et al., 2021, Novljan et al., 2023, Prakash et al., 2023, Salah et al., 2024) et deux études de cas (Lin et al., 2013, Lin et al., 2024).

Bibliographie :

- Granata A, Zanolli L, Trezzi M, et al. Anatomical variations of the left anonymous trunk are associated with central venous catheter dysfunction. *Journal of Nephrology*. 2018;31(4):571-576.
- Lin ZC, Wu DK, Lin WC, Jaw TS, Chen HS, Liu GC. Stent-graft treatment of iatrogenic vertebral artery pseudoaneurysm and arteriovenous fistula. *Chinese Journal of Radiology (Taiwan)*. 2013;38(4):135-138.
- Lucas TC, Tessarolo F, Veniero P, et al. Quantification of fibrin in blood thrombi formed in hemodialysis central venous catheters: A pilot study on 43 CVCs. *Journal of Vascular Access*. 2014;15(4):278-285.
- Haas B, Chittams JL, Trerotola SO. Large-bore Tunneled Central Venous Catheter Insertion in Patients with Coagulopathy. *Journal of Vascular and Interventional Radiology*. 2010;21(2):212-217.
- Kumar G. Catheter-related blood stream infections among children on hemodialysis over 7 years: A single-center experience. *Asian J Pediatr Nephrol* 2021;4:22-5.
- Onder AM, Chandar J, Saint-Vil M, et al. Catheter survival and comparison of catheter exchange methods in children on hemodialysis. *Pediatric nephrology (Berlin, Germany)* 2007;22:1355-61.
- Jesus-Silva SGd, Oliveira JdS, Ramos KTF, et al. Análise das taxas de infecção e duração de cateteres de hemodiálise de curta e longa permanência em hospital de ensino. *J vasc bras*. 2020;19.

Stavropoulos SW, Pan JJ, Clark TWI, et al. Percutaneous transhepatic venous access for hemodialysis. *Journal of Vascular and Interventional Radiology*. 2003;14(9 I):1187-1190.

Prakash, R., Ohri, A., Udani, A., & Ali, U. S. (2023). Survival of Tunneled Double Lumen-Cuffed Catheters in Children on Maintenance Hemodialysis—A Retrospective Cohort Study. *Indian Journal of Nephrology*, 33(5), 348-355.

Salah, D. M., Fadel, F. I., Abdel Mawla, M. A., Mooty, H. N., Ghobashy, M. E., Salem, A. M. & Abd Alazem, E. A. (2024). Vascular access challenges in hemodialysis children. *Italian Journal of Pediatrics*, 50(1), 11.

Novljan, G., Rus, R. R., & Battelino, N. (2023). Comparison of cuffed and uncuffed catheter-related bloodstream infection rates in small hemodialysis patients. *Pediatr Nephrol* 38, 2255–2491.

Lin, T. C., Huang, H. E., Liu, C. A., Na, M. Y., Tsai, H. L., & Chang, J. W. (2024). Bidirectional approach of vascular access for balloon angioplasty in permcath-associated superior vena cava syndrome presenting with transudative chylothorax. *Pediatrics & Neonatology*, 65(5), 506-508.

Mohamed, E. G., Ahmed, S., Mostafa, G., & Bazaraa, M. (2022). Image Guided Techniques for Central Venous Access in Critically Ill Pediatric Patients. *The Medical Journal of Cairo University*, 90(12), 2131-2141.

Source : Rapport d'enquête de collecte de données sur la HDLT_B

L'enquête de collecte de données sur les cathéters d'hémodialyse à long terme avait pour but de recueillir des informations sur les résultats de sécurité et de performances auprès des sites qui achètent les cathéters d'hémodialyse à long terme Medcomp en vue d'une utilisation dans l'évaluation clinique du MDR de l'EU. Les réponses devaient être données par des médecins ou d'autres membres du personnel du site sous la supervision et la direction d'un médecin. Les enquêtes ont été distribuées dans le monde entier aux clients existants de Medcomp. Les réponses ont été recueillies sur vingt-et-un sites, dans neuf pays (Colombie, Croatie, El Salvador, Grèce, Italie, Pays-Bas, Panama, Uruguay et États-Unis) d'Amérique du Nord, d'Amérique latine et du Sud et d'Europe.

Tous les patients décrits dans cette enquête ont indiqué l'hémodialyse comme indication du traitement, avec un âge moyen de 70,9 ans. Le sexe du patient n'a pas été enregistré dans l'enquête. Les 57 cathéters décrits dans l'étude étaient des cathéters Hemo-Cath® LT de 12.5F et de 28 cm de long.

Paramètre	Valeur	Écart-type	intervalle de confiance à 95
Temps de séjour (jours moyens)	104,6	65,7	43,8 – 165,4
Résultats de l'intervention (réussite de l'insertion)	100 %	S/O	100 % - 100 %
Septicémie liée au cathéter (SLC) (nombre pour 1 000 jours-cathéter)	0	S/O	S/O
Taux d'infection du tunnel (nombre pour 1 000 jours-cathéter)	0	S/O	S/O

Taux d'infection du point d'émergence cutané (nombre pour 1 000 jours-cathéter)	1,37	S/O	S/O
Thrombus veineux associé au cathéter (TVAC) (nombre pour 1 000 jours-cathéter)	1,37	S/O	S/O

Source : Rapport de données du Dr Trerotola_B

The dataset was provided by Scott O. Trerotola, MD an Interventional Radiologist at the Hospital of the University of Pennsylvania. Le Dr Trerotola est également professeur de radiologie Stanley Baum, professeur de radiologie en chirurgie, vice-président de la qualité, radiologie, président associé et chef adjoint, radiologie interventionnelle, et directeur, Penn HHT Center of Excellence de la Perelman School of Medicine de l'Université de Pennsylvanie. L'ensemble de données est consécutif, complet et comprend la pose de cathéters par des médecins traitants et des médecins associés en radiologie interventionnelle, ainsi que par des résidents sous la supervision d'un médecin traitant.

Les 401 cathéters Hemo-Cath® LT décrits dans l'étude étaient des cathéters Hemo-Cath® LT 12.5F dotés de trous latéraux de longueurs variables insérés par voie percutanée. On comptait 324 cathéters de 28 cm de long, 73 cathéters de 32 cm de long et 4 cathéters de longueur inconnue. 399 cathéters étaient indiqués pour l'aphérèse, et 2 cathéters étaient indiqués pour l'hémodialyse. 73 cathéters ont été placés dans la veine jugulaire interne gauche, 324 cathéters ont été placés dans la veine jugulaire interne droite, et le site d'insertion d'un cathéter était inconnu.

Paramètre	Valeur	Écart-type	Intervalle de confiance à 95
Temps de séjour (jours moyens)	49,1	86	40,7 – 57,5
Résultats de l'intervention (réussite de l'insertion)	99,3 %	S/O	98,5 % - 100 %
Septicémie liée au cathéter (SLC) (nombre pour 1 000 jours-cathéter)	1,83	S/O	S/O
Taux d'infection du tunnel (nombre pour 1 000 jours-cathéter)	0,36	S/O	S/O
Taux d'infection du point d'émergence cutané (nombre pour 1 000 jours-cathéter)	0,05	S/O	S/O
Thrombus veineux associé au cathéter (TVAC) (nombre pour 1 000 jours-cathéter)	0	S/O	S/O

Source : PMCF_Medcomp_211

L'enquête auprès des utilisateurs de Medcomp a permis d'obtenir des réponses du personnel soignant familiarisé avec un certain nombre de produits proposés par Medcomp.

28 personnes interrogées ont répondu qu'elles-mêmes ou leur établissement ont utilisé des cathéters d'hémodialyse à long terme Medcomp, 3 d'entre elles ayant utilisé le dispositif Hemo-Cath LT. Aucune différence n'a été relevée dans le taux moyen de ressenti des utilisateurs de cathéters d'hémodialyse à long terme entre les mesures des résultats de sécurité et de performances les plus récentes ou entre les types de dispositifs en ce qui concerne la sécurité ou les performances.

Les points de données suivants ont été recueillis auprès des utilisateurs de cathéters d'hémodialyse à long terme Medcomp (n=28) :

- (Réponse moyenne sur l'échelle de Likert) Les cathéters fonctionnent comme prévu - 4,8 / 5
- (Réponse moyenne sur l'échelle de Likert) L'emballage permet une présentation aseptique - 4,8 / 5
- (Réponse moyenne sur l'échelle de Likert) Les bénéfices l'emportent sur les risques - 4,7 / 5
- Temps de séjour (n=26) - 167 jours (IC de 95 % : 130 - 203)

Les points de données suivants ont été recueillis auprès des utilisateurs des cathéters Medcomp Hemo-Cath LT (n=3) :

- (Réponse moyenne sur l'échelle de Likert) Les cathéters fonctionnent comme prévu - 4,6 / 5
- (Réponse moyenne sur l'échelle de Likert) L'emballage permet une présentation aseptique - 4,3 / 5
- (Réponse moyenne sur l'échelle de Likert) Les bénéfices l'emportent sur les risques - 4,3 / 5
- Temps de séjour (n=3) - 161,3 jours (IC de 95 % : 0 - 466,7)

Source : PMCF_Infusion_211

L'enquête de collecte de données sur la gamme de produits de perfusion visait à évaluer les informations sur les résultats de sécurité et de performances pour toutes les variantes des orifices de perfusion, des CCIP, des cathéters mi-longs et des CVC de Medcomp. 70 réponses à l'enquête ont été recueillies dans 17 pays, ce qui représente 471 cas de dispositifs.

2 cas Hemo-Cath® LT, incluant plusieurs catégories de variantes pour la taille française (8F, 12,5F) et la longueur (18 cm, 24 cm) ont été recueillis. Les mesures de résultats suivantes ont été recueillies pour le dispositif Medcomp Hemo-Cath® LT :

- Temps de séjour - 30 jours
- Résultat des interventions - 100 %
- Septicémie liée au cathéter - Aucun événement rapporté
- Thrombus veineux associé au cathéter - Aucun événement rapporté
- Infection du point d'émergence cutané - Aucun événement rapporté

Source: PMCF_LTHD_242

L'analyse des données Truveta sur l'hémodialyse de longue durée (LTHD) a évalué les informations relatives à la sécurité et aux performances des dispositifs Medcomp® et concurrents présents dans Truveta Studio. Les données Truveta proviennent d'un collectif croissant de plus de 30 systèmes de santé qui fournissent 17 % des soins cliniques quotidiens dans les 50 États américains à partir de 800 hôpitaux et 20 000 cliniques, représentant toute la diversité des États-Unis. La population utilisée pour l'analyse des données a été dérivée en utilisant le langage de codage propriétaire de Truveta Studio (Prose) et les codes d'identification unique des dispositifs (UDI) représentant tous les dispositifs Medcomp® LTHD commercialisables et les dispositifs LTHD distribués et/ou fabriqués par d'autres sociétés.

35 cas d'utilisation de cathéters Hemo-Cath® LT, incluant plusieurs variantes, ont été recueillis. Tous les cas ont été décrits comme étant de calibre 8 F et 12,5 F, avec des cathéters droits et pré-courbés, des configurations droites et pré-courbées, et des longueurs (18 cm, 24 cm, 28 cm et 32 cm), représentation de cathéters de longueur 18 cm, 24 cm, 28 cm et 32 cm. Les mesures de sécurité et de performance suivantes, conformes aux dernières avancées, ont été observées pour les dispositifs Medcomp Hemo-Cath® LT :

- Infection de la circulation sanguine liée au cathéter - 2,2 pour 1 000 jours-cathéters (95 % CI : 0,13 - 4,58)
- Thrombus veineux associé au cathéter - 0 pour 1 000 jours-cathéters (95 % CI : 0 - 1,17)
- Infection du site de sortie - 0,32 pour 1 000 jours-cathéters (95 % CI : 0,01 - 1,77)
- Infection du tunnel - 0 pour 1 000 jours-cathéters (95 % CI : 0 - 1,17)
- Temps d'attente - 16 jours (95 % CI : 0 - 45,59)

Le modèle de régression logistique prenant en compte la marque du cathéter n'a pas mis en évidence d'association statistiquement significative entre les différentes marques de cathéters Medcomp® et une augmentation de l'incidence des infections du sang liées au cathéter (ISLC). En revanche, la régression logistique indépendante de la marque a révélé que l'âge pédiatrique (0-19 ans), le site d'insertion par voie fémorale, le fait qu'il s'agisse du quatrième cathéter ou plus chez un même patient, les cathéters à extrémité fendue et les configurations pré-courbées étaient statistiquement associés à l'incidence des ISLC. Le cathéter Split Cath® III était associé à une diminution statistiquement significative de l'incidence des ISLC dans le modèle prenant en compte la marque (OR : 0,46 ; IC à 95 % : 0,33-0,63), tandis que dans le modèle indépendant de la marque, cette diminution était associée à une longueur de cathéter plus courte (≤ 24 cm) et à un calibre plus petit ($< 14,5$ F).

Résumé global de la sécurité et des performances cliniques

Après examen des données sur le cathéter Hemo-Cath® LT dans l'ensemble des sources, il est possible de conclure que les bénéfices du dispositif en question, à savoir la simplification de l'hémodialyse et de l'aphérèse chez les patients pour lesquels d'autres thérapies ou soins conservateurs ne sont pas indiqués ou souhaitables selon le médecin, l'emportent sur les risques globaux et individuels lorsque le dispositif est utilisé comme prévu par le fabricant. Le fabricant et l'expert-évaluateur clinique sont d'avis que les activités, qu'elles soient achevées ou en cours, sont suffisantes pour étayer l'innocuité, l'efficacité et le profil bénéfices/risques acceptable des cathéters Hemo-Cath® LT.

Résultat	Critères d'acceptabilité des bénéfiques/risques	Tendance souhaitée	Littérature clinique (Dispositif sujet)	Données de PMCF (Dispositif sujet)
Performances				
Temps de séjour	Plus de 40 jours	↑	110 jours - 281 jours (Résumé de la littérature publiée)	104,6 jours (Rapport d'enquête de collecte de données sur la HDTL) 49,1 jours (Rapport de données du Dr Trerotola) 161,3 jours (PMCF_Medcomp_211) Réponse sur l'échelle de Likert 4,3 / 5 (PMCF_Medcomp_211)** 30 jours (PMCF_Infusion_211) 16 jours (PMCF_LTHD_242)
Résultat des interventions	Plus de 93,3 %	↑	100 % (Résumé de la littérature publiée)	100 % (Rapport d'enquête de collecte de données de la HDLT et section 6.5.8) 99,3 % (Rapport de données du Dr Trerotola) Réponse sur l'échelle de Likert 4,6 / 5 (PMCF_Medcomp_211)**
Sécurité				
Septicémie liée au cathéter (SLC)	Moins de 4,8 incidents de SLC pour 1 000 jours-cathéter	↓	1,72 - 10,1*** pour 1 000 jours-cathéter (Résumé de la littérature publiée)	Aucun événement rapporté (Rapport d'enquête de collecte de données sur la HDLT et PMCF_Infusion_211) 1,83 pour 1 000 jours-cathéter (Rapport de données du Dr Trerotola) Réponse sur l'échelle de Likert 4,3 / 5 (PMCF_Medcomp_211)**

				2,2 pour 1 000 jours-cathéter (PMCF_LTHD_242)
Taux d'infection du tunnel	Moins de 2,8 incidents d'infection du tunnel pour 1 000 jours-cathéter	↓	AD*	Aucun événement rapporté (Rapport d'enquête de collecte de données sur la HDLT et PMCF_Infusion_211) 0,36 pour 1 000 jours-cathéter (Rapport de données du Dr Trerotola) Réponse sur l'échelle de Likert 4,6 / 5 (PMCF_Medcomp_211)** 0 pour 1 000 jours-cathéter (PMCF_LTHD_242)
Taux d'infection du point d'émergence cutané	Moins de 3,2 incidents d'infection du point d'émergence cutané pour 1 000 jours-cathéter	↓	AD*	1,37 pour 1 000 jours-cathéter (Rapport d'enquête de collecte de données sur la HDLT) 0,05 pour 1 000 jours-cathéter (Rapport de données du Dr Trerotola) Réponse sur l'échelle de Likert 4 / 5 (PMCF_Medcomp_211)** 0,32 pour 1 000 jours-cathéter (PMCF_LTHD_242)
Thrombus veineux associé au cathéter (TVAC)	Moins de 3,04 incidents de TVAC pour 1 000 jours-cathéter	↓	0,79 - 2,4 pour 1 000 jours-cathéter (Résumé de la littérature publiée)	1,37 pour 1 000 jours-cathéter (Rapport d'enquête de collecte de données sur la HDLT) Aucun événement signalé (Rapport de données du Dr Trerotola) Réponse sur l'échelle de Likert 3,6 / 5 (PMCF_Medcomp_211)**

				0 pour 1 000 jours-cathéter (PMCF_LTHD_242)
<p>*AD - Aucune donnée sur le paramètre clinique</p> <p>**PMCF_Medcomp_211 a demandé aux personnes interrogées s'ils étaient d'accord, sur une échelle de 1 à 5, pour dire que leur expérience par rapport à chaque résultat était égale ou supérieure aux critères d'acceptabilité des bénéfiques/risques.</p> <p>***Salah et al, 2024 rapportent que les CVC à ballonnet ont été utilisés chez de jeunes enfants (pesant moins de 9 kg) dont les veines étaient trop petites pour les aiguilles à fistule, ainsi que chez des individus dont les fistules artério-veineuses (FAV) avaient précédemment échoué et chez ceux qui présentaient des complications vasculaires (telles que des FAV ayant précédemment échoué ou s'étant thrombosées).</p>				
Suivi clinique post-commercialisation (PMFC) en cours ou prévu				
Activité	Description	Référence	Calendrier	
Série de cas multicentrique de niveau patient	Recueillir des données cliniques supplémentaires sur le dispositif en obtenant les réponses du personnel soignant familiarisé avec le dispositif.	PMCF_LTHD_241	4e trimestre 2025	
Recherche sur l'état de la technique dans la littérature	Identifier les risques et les tendances liés à l'utilisation de dispositifs similaires en examinant les normes applicables, la littérature publiée, les résumés de conférences, les documents d'orientation et les recommandations ; informations relatives à l'état médical gérées par le dispositif et alternatives médicales disponibles pour la même population cible traitée.	SAP-HD	2e trimestre 2026	
Recherche de données cliniques probantes dans la littérature	Identifier les risques et les tendances liés à l'utilisation du dispositif en examinant toutes les données cliniques pertinentes sur le dispositif dans la littérature publiée.	LRP-HD	2e trimestre 2026	
Recherche dans la base de données d'essais globale	Identifier les essais cliniques continus impliquant les cathéters Hemo-Cath® LT	S/O	2e trimestre 2026	
Aucun risque émergent, aucune complication ni aucune défaillance inattendue du dispositif n'ont été détectés dans le cadre des activités de PMFC.				

6. Alternatives thérapeutiques possibles

Les directives de pratique clinique 2019 de la Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (KDOQI) ont été utilisées pour étayer les recommandations de traitement ci-dessous.

Alternatives à l'hémodialyse :

Traitement	Avantages	Inconvénients	Principaux risques
Fistule AV	<ul style="list-style-type: none"> • Solution d'accès vasculaire permanent • Taux de complication inférieur à celui de l'hémodialyse par cathéter 	<ul style="list-style-type: none"> • Nécessite du temps pour parvenir à maturité • Les patients doivent parfois s'auto-cathétériser 	<ul style="list-style-type: none"> • Sténose • Thrombose • Anévrisme • Hypertension pulmonaire • Syndrome de vol • Septicémie
Cathéter d'hémodialyse	<ul style="list-style-type: none"> • Utile pour un accès vasculaire rapide sans fistule AV en place • Peut être utilisé comme méthode de dialyse de transition entre d'autres thérapies 	<ul style="list-style-type: none"> • Ne constitue pas une solution permanente • Le dysfonctionnement du cathéter peut perturber le traitement régulier • Les bénéfices ne sont pas les mêmes pour toutes les populations de patients 	<ul style="list-style-type: none"> • Saignement post-opératoire • Infection • Thrombose • Diminution du flux sanguin dans un cathéter dysfonctionnel • Événements cardiovasculaires • Formation d'une gaine de fibrine autour du cathéter • Septicémie

Traitement	Avantages	Inconvénients	Principaux risques
Dialyse péritonéale	<ul style="list-style-type: none"> Régime moins restrictif que l'hémodialyse Ne nécessite pas d'hospitalisation, peut être effectué dans n'importe quel endroit propre 	<ul style="list-style-type: none"> L'élimination des impuretés est limitée par le flux du dialysat et la surface péritonéale 	<ul style="list-style-type: none"> Péritonite Septicémie Surcharge hydrique
Transplantation rénale	<ul style="list-style-type: none"> Meilleure qualité de vie par rapport à l'hémodialyse Risque de décès inférieur par rapport à l'hémodialyse Moins de restrictions alimentaires par rapport à l'hémodialyse 	<ul style="list-style-type: none"> Requiert un donneur, ce qui peut prendre du temps Plus risqué pour certains groupes (personnes âgées, diabétiques, etc.) Le patient doit prendre des médicaments anti-rejet à vie Les médicaments anti-rejet ont des effets secondaires 	<ul style="list-style-type: none"> Thrombose Hémorragie Obstruction de l'uretère Infection Rejet d'organe Décès Infarctus du myocarde Accident vasculaire cérébral
Soins conservateurs complets	<ul style="list-style-type: none"> Charge symptomatique moins imposée que la dialyse Préserve la satisfaction de vie 	<ul style="list-style-type: none"> Peut aggraver l'état clinique Non conçu pour traiter, mais pour minimiser les événements indésirables 	<ul style="list-style-type: none"> Le traitement ne réduit pas nécessairement les risques associés à la MRC

Alternatives à l'aphérèse :

Traitement	Avantages	Inconvénients	Principaux risques
Fistule AV	<ul style="list-style-type: none"> Solution d'accès vasculaire permanent Taux de complication inférieur à celui de l'hémodialyse par cathéter 	<ul style="list-style-type: none"> Nécessite du temps pour parvenir à maturité Les patients doivent parfois s'auto-cathétériser 	<ul style="list-style-type: none"> Sténose Thrombose Anévrisme Hypertension pulmonaire Syndrome de vol Septicémie
Cathéter d'hémodialyse	<ul style="list-style-type: none"> Utile pour un accès vasculaire rapide sans fistule AV en place 	<ul style="list-style-type: none"> Ne constitue pas une solution permanente Le dysfonctionnement du cathéter 	<ul style="list-style-type: none"> Saignement post-opératoire Infection Thrombose Diminution du flux sanguin dans un

Traitement	Avantages	Inconvénients	Principaux risques
	<ul style="list-style-type: none"> Peut être utilisé comme méthode de dialyse de transition entre d'autres thérapies 	<ul style="list-style-type: none"> peut perturber le traitement régulier Les bénéfices ne sont pas les mêmes pour toutes les populations de patients 	<ul style="list-style-type: none"> cathéter dysfonctionnel Événements cardiovasculaires Formation d'une gaine de fibrine autour du cathéter Septicémie
CVC à injection	<ul style="list-style-type: none"> Possibilité de perfusions multiples Idéal pour l'initiation des thérapies extracorporelles Accès facile une fois en place Réduit au minimum les ponctions veineuses répétées Mobilité accrue du patient pendant la perfusion Plus facile pour les traitements ambulatoires 	<ul style="list-style-type: none"> Impossibilité d'obtenir un accès veineux dans des situations d'urgence Nécessite une procédure chirurgicale pour la mise en place Risques liés à la chirurgie : anesthésie générale, etc. Nécessite un entretien Risque élevé d'infection ou d'événement thrombotique 	<ul style="list-style-type: none"> Infection active de la peau ou des tissus mous au niveau du site potentiel du cathéter central Lésion vasculaire proximale ou distale par rapport au site d'insertion du cathéter Thrombocytopénie Infection du cathéter Occlusion Dysfonctionnement du CVC Thrombose vasculaire
Port implantable	<ul style="list-style-type: none"> Diminue les plaies punctiformes/lésions veineuses par rapport à l'injection traditionnelle Plus facile à visualiser, à palper, et donc une forme d'accès IV plus sûre Réduit les risques de contact des médicaments corrosifs avec la peau Une seule ponction veineuse pour le traitement 	<ul style="list-style-type: none"> Nécessite une intervention chirurgicale, contrairement à l'IV Risques liés à la chirurgie : anesthésie générale, etc. Nécessite un rinçage régulier Parfois, le tissu mammaire chez les femmes rend l'accès douloureux et difficile 	<ul style="list-style-type: none"> Extravasation de médicaments Infection Thromboembolie Nécrose tissulaire de la peau sous-jacente / déhiscence de l'orifice

Traitement	Avantages	Inconvénients	Principaux risques
	<p>et le prélèvement en laboratoire, au lieu de deux pour l'intraveineuse traditionnelle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temps de séjour plus long par rapport à l'IV • Peut être permanent, si nécessaire • Les débits varient selon les dispositifs • Esthétiquement, moins déplaisant que les CVC 		
Cathéters intraveineux périphériques (PIV)	<ul style="list-style-type: none"> • Ne nécessite pas d'intervention chirurgicale 	<ul style="list-style-type: none"> • Taux d'hémolyse plus élevé que pour la ponction veineuse • Ne peut être utilisé pour les thérapies avec des agents vésicants • Utilisation maximale de quatre jours 	<ul style="list-style-type: none"> • Thrombose • Phlébite • Infection

Alternatives pour la pédiatrie :

Traitement	Avantages	Inconvénients	Principaux risques
Fistule AV	<ul style="list-style-type: none"> • Voie d'accès vasculaire pédiatrique préférée • Meilleure clairance des solutés • Taux de complication inférieur à celui de l'hémodialyse avec un cathéter • Diminution du risque d'infection et de thrombose 	<ul style="list-style-type: none"> • Difficulté technique dans la création de fistules/greffes chez les enfants présentant de petits vaisseaux sanguins • Ne convient pas à certaines tailles de patients 	<ul style="list-style-type: none"> • Risque élevé de vasospasme en raison de la petite taille des vaisseaux • Échec primaire et thrombose d'accès précoce

Traitement	Avantages	Inconvénients	Principaux risques
Cathéter d'hémodialyse	<ul style="list-style-type: none"> • Excellente alternative en cas d'apparition rapide d'une insuffisance rénale et de brefs délais avant la transplantation • Possibilité de l'utiliser en l'absence de canulation de l'aiguille • Diminution du risque d'insuffisance cardiaque à haut débit 	<ul style="list-style-type: none"> • Taux d'infection élevés • Taux élevé de défaillance/remplacement • Débits sanguins variables conduisant à une clairance potentiellement faible 	<ul style="list-style-type: none"> • Complications éventuelles avec morbidité et mortalité importantes • Arythmie possible • Des dommages permanents au système veineux central (sténose/thrombose) peuvent survenir
Dialyse péritonéale	<ul style="list-style-type: none"> • Mieux adaptée aux enfants en raison de son applicabilité quasi universelle et de sa compatibilité supérieure avec le mode de vie par rapport aux autres modalités 	<ul style="list-style-type: none"> • La réussite à long terme est limitée par les complications infectieuses et l'échec progressif de l'ultrafiltration 	<ul style="list-style-type: none"> • Infection du point d'émergence cutané et du tunnel • Péritonite
Transplantation rénale	<ul style="list-style-type: none"> • Croissance linéaire accrue et possibilité de progrès remarquables dans le développement social et intellectuel • La survie du greffon est d'environ 12 à 15 ans chez les enfants. 	<ul style="list-style-type: none"> • Augmentation du risque de cancer au cours de la vie chez les transplantés pédiatriques • Taille - Les nouveau-nés et les nourrissons peuvent ne pas être assez grands pour recevoir une transplantation. Les patients doivent généralement peser entre 8 et 10 kg. 	<ul style="list-style-type: none"> • Infections, troubles lymphoprolifératifs post-transplantation et malignité • Le rejet de greffe peut être difficile à diagnostiquer.

7. Profil et formation suggérés pour les utilisateurs

Il est impératif que le cathéter soit introduit, manipulé et retiré par un médecin qualifié et agréé, ou par un autre professionnel de santé compétent sous la direction d'un médecin. Dans certains cas, les patients susceptibles de bénéficier d'une hémodialyse à domicile peuvent manipuler les raccords externes du cathéter.

Conformément aux directives de la Société internationale d'hémodialyse, si une dialyse à domicile est recommandée, chaque patient suivra une formation approfondie afin d'obtenir des résultats optimaux des traitements de dialyse à domicile. Les objectifs du programme de formation sont les suivants : (1) fournir la quantité appropriée d'informations pour s'assurer que le patient sera capable d'effectuer son traitement de dialyse en toute sécurité à domicile ; (2) permettre au patient de surveiller et de gérer d'autres éléments de sa maladie rénale chronique, comme l'obtention d'échantillons pour les analyses de laboratoire et le maintien d'une alimentation et d'un régime appropriés ; et (3) aider le patient et son ou ses partenaires de soins à surmonter les obstacles et les craintes associés à l'hémodialyse à domicile. Au cours de la formation, le patient recevra également une formation technique sur le fonctionnement et l'entretien du système de traitement de l'eau.

Pendant la formation, le rapport idéal entre le formateur infirmier et le patient est généralement de 1:1. Un calendrier de formation idéal est créé, avec des domaines d'intérêt hebdomadaires et des objectifs de formation. Cependant, la formation est dans la pratique individualisée pour répondre à toutes les difficultés d'apprentissage ou aux risques d'échec identifiés.

8. Référence à toutes les normes harmonisées et aux spécifications communes (CS) appliquées

Norme harmonisée ou CS	Révision	Titre ou description	Niveau de conformité
EN ISO 14971	2019	Dispositifs médicaux. Application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux	Totale
EN ISO 10555-1	2013 + A1 : 2017	Cathéters intravasculaires. Cathéters stériles et à usage unique. Exigences générales	Totale
EN ISO 10555-3	2013	Cathéters intravasculaires. Cathéters stériles et à usage unique. Cathéters veineux centraux	Totale
EN ISO 11607-1	2020	Conditionnement des dispositifs médicaux stérilisés au stade terminal. Exigences relatives aux matériaux, aux systèmes de barrière stérile et aux systèmes de conditionnement	Totale
EN ISO 11607-2	2020	Conditionnement des dispositifs médicaux stérilisés au stade terminal. Exigences de validation pour les processus de formage, scellage et assemblage	Totale
MEDDEV 2.7.1	Rév. 4	Évaluation clinique : Guide à l'intention des fabricants et des organismes notifiés conformément	Totale

Norme harmonisée ou CS	Révision	Titre ou description	Niveau de conformité
		aux directives 93/42/CEE et 90/385/CEE	
EN ISO 10993-1	2020	Évaluation biologique des dispositifs médicaux - Partie 1 : Évaluation et tests dans le cadre d'un processus de gestion des risques	Totale
EN ISO 10993-18	2020	Évaluation biologique des dispositifs médicaux - Partie 18 : Caractérisation chimique des matériaux des dispositifs médicaux dans le cadre d'un processus de gestion des risques	Totale
EN ISO 10993-7	2008 + A1 : 2019	Évaluation biologique des dispositifs médicaux - Partie 7 : Résidus de la stérilisation à l'oxyde d'éthylène - Amendement 1 : Applicabilité des limites admissibles pour les nouveau-nés et les nourrissons	Totale
EN ISO 11135	2014 + A1 : 2019	Stérilisation des produits de soins de santé. Oxyde d'éthylène. Exigences relatives au développement, à la validation et au contrôle systématique d'un processus de stérilisation des dispositifs médicaux	Totale
ISO 14644-1	2015	Salles propres et environnements contrôlés apparentés - Partie 1 : Classification de la propreté de l'air par la concentration des particules	Totale
ISO 14644-2	2015	Salles propres et environnements contrôlés apparentés - Partie 2 : Surveillance pour fournir des données probantes sur le rendement des salles blanches lié à la propreté de l'air par la concentration des particules	Totale
EN 556-1	2001	Stérilisation des dispositifs médicaux. Exigences relatives aux dispositifs médicaux en vue d'obtenir l'étiquetage « STÉRILE ». Exigences relatives aux dispositifs médicaux stérilisés au stade terminal	Totale
EN ISO 11737-1	2018 + A1 : 2021	Stérilisation des produits de soins de santé. Méthodes microbiologiques. Détermination d'une population de micro-organismes sur les produits	Totale
EN ISO 20417	2021	Dispositifs médicaux - Informations fournies par le fabricant	Totale
EN ISO 15223-1	2021	Dispositifs médicaux - Symboles à utiliser avec les étiquettes de dispositifs médicaux, l'étiquetage et les informations à fournir - Partie 1 : Exigences générales	Totale
EN ISO 80369-7	2021	Raccords de petite taille pour liquides et gaz dans les applications de soins de santé - Partie 7 : Raccords pour	Totale

Norme harmonisée ou CS	Révision	Titre ou description	Niveau de conformité
		applications intravasculaires ou hypodermiques	
EN 62366-1	2015 + A1 : 2020	Dispositifs médicaux - Partie 1 : Application de l'ingénierie de l'aptitude à l'utilisation aux dispositifs médicaux	Totale
ASTM D4332-14	2014	Pratique standard pour le conditionnement de conteneurs, d'emballages ou de composants d'emballage pour les essais	Totale
ASTM D4169-16	2016	Pratique standard pour les tests de performances des conteneurs et des systèmes d'expédition	Totale
ASTM F2503-20	2020	Pratique standard pour le marquage de dispositifs médicaux et d'autres éléments pour la sécurité dans l'environnement de résonance magnétique	Totale
EN ISO 11070	2014 + A1 : 2018	Introducteurs, dilateurs et fils-guides intravasculaires stériles à usage unique	Totale
EN ISO 13485	2016 + A11 : 2021	Dispositifs médicaux - Système de gestion de la qualité - Exigences à des fins réglementaires	Totale
ISO/TR 20416	2020	Dispositifs médicaux - Surveillance post-commercialisation pour les fabricants	Totale
MEDDEV 2.12/2	Rév. 2	DIRECTIVES SUR LES ÉTUDES DE SUIVI CLINIQUE POST-COMMERCIALISATION DES DISPOSITIFS MÉDICAUX - GUIDE À L'ATTENTION DES FABRICANTS ET DES ORGANISMES NOTIFIÉS	Totale
MDCG 2020-7	2020	Modèle de plan de suivi clinique post-commercialisation (PMFC) Guide à l'intention des fabricants et des organismes notifiés	Totale
MDCG 2020-8	2020	Modèle de rapport d'évaluation du suivi clinique post-commercialisation (PMFC) Guide à l'attention des fabricants et des organismes notifiés	Totale
MDCG 2019-9	2022	Résumé de la sécurité et des performances cliniques	Totale
MDCG-2020-6	2020	Données probantes cliniques nécessaires pour les dispositifs médicaux précédemment marqués CE en vertu des directives 93/42/CEE ou 90/385/CEE	Totale
EN ISO 14155	2020	Investigation clinique des dispositifs médicaux pour les sujets humains - Bonnes pratiques cliniques	Totale
MDCG 2018-1	Rév. 4	Orientations sur l'UDI-DI de base et les modifications de l'UDI-DI	Totale

Norme harmonisée ou CS	Révision	Titre ou description	Niveau de conformité
EN ISO 11138-1	2017	Stérilisation des produits de soins de santé - Indicateurs biologiques - Partie 1 : Exigences générales	Totale
ISO 11138-2	2017	Stérilisation des produits de soins de santé - Indicateurs biologiques - Partie 2 : Indicateurs biologiques pour les procédés de stérilisation à l'oxyde d'éthylène	Totale
ISO 11138-7	2019	Stérilisation des produits de soins de santé. Indicateurs biologiques - Directives pour la sélection, l'utilisation et l'interprétation des résultats	Totale
EN ISO 11140-1	2014	Stérilisation des produits de soins de santé - Indicateurs chimiques - Partie 1 : Exigences générales	Totale
EN ISO/IEC 17025	2017	Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'essai et d'étalonnage	Totale
Règlement (UE) 2017/745	2017	Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil	Totale

PATIENTS

RÉSUMÉ DE LA SÉCURITÉ ET DES PERFORMANCES CLINIQUES

Révision : SSCP-008 Rév. 6

Date : 31 juillet 2025

Ce résumé des caractéristiques de sécurité et des performances cliniques (SSCP) est destiné à fournir au public un accès à un résumé à jour des principaux aspects de la sécurité et des performances cliniques du dispositif. Les informations présentées ci-dessous sont destinées aux patients ou aux profanes. Un résumé plus complet de la sécurité et des performances cliniques préparé pour les professionnels de santé est fourni dans la première partie de ce document.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Le SSCP n'est pas destiné à donner des conseils généraux sur le traitement d'un état médical. Veuillez contacter votre professionnel de santé si vous avez des questions sur votre état de santé ou sur l'utilisation du dispositif dans votre situation.

Ce SSCP n'est pas destiné à remplacer une carte d'implant ou les instructions d'utilisation pour fournir des informations sur l'utilisation sûre du dispositif.

1. Identification du dispositif et informations générales

Nom(s) commercial (aux) du dispositif	Hemo-Cath® LT
Nom et adresse du fabricant	Medical Components, Inc. 1499 Delp Drive Harleysville, PA 19438 États-Unis
UDI-DI de base	00884908106MS
Date de délivrance du premier certificat CE pour ce dispositif	Novembre 1997

Les dispositifs visés par le présent document sont tous des jeux de cathéters d'hémodialyse à long terme. Les références des dispositifs sont organisées en catégories de variantes. Ces dispositifs sont distribués sous forme de kits chirurgicaux. Les kits chirurgicaux existent en différentes configurations.

Variante de dispositifs :

Description de la variante	Référence
Hemo Cath droit LT 12.5F x 15 cm	30540-815-100

Description de la variante	Référence
Hemo Cath droit LT 12.5F x 18 cm	30540-818-100
Hemo Cath droit LT 12.5F x 24 cm	30540-824-100
Hemo Cath LT pré-courbé 12.5F x 28 cm	3293G
Hemo Cath droit LT 12.5F x 28 cm	3289G
Hemo Cath LT pré-courbé 12.5F x 32 cm	3294G
Hemo Cath droit LT 12.5F x 32 cm	3306G
Hemo Cath LT droit 8F x 18 cm	3189G
Hemo Cath LT droit 8F x 24 cm	3190G

Kits chirurgicaux :

Code de catalogue	Référence	Description
SL18P	3189G	Jeu de cathéters Hemo-Cath® LT 8F x 18 cm (ballonnet 15 cm à partir de la pointe)
SL24P	3190G	Jeu de cathéters Hemo-Cath® LT 8F x 24 cm (ballonnet 21 cm à partir de la pointe)
MC101241	30540-815-100	Jeu de cathéters Hemo-Cath® LT 12.5F x 15 cm (ballonnet 10 cm à partir de la pointe)
MC101242	30540-818-100	Jeu de cathéters Hemo-Cath® LT 12.5F x 18 cm (ballonnet 13 cm à partir de la pointe)
MC101243	30540-824-100	Jeu de cathéters Hemo-Cath® LT 12.5F x 24 cm (ballonnet 19 cm à partir de la pointe)
SL28E.	3289G	Jeu de cathéters Hemo-Cath® LT 12.5F x 28 cm (ballonnet 23 cm à partir de la pointe)
SL32E.	3306G	Jeu de cathéters Hemo-Cath® LT 12.5F x 32 cm (ballonnet 27 cm à partir de la pointe)
SL28PCE.	3293G	Jeu de cathéters Hemo-Cath® LT 12.5F x 28 cm (ballonnet 23 cm à partir de la pointe)
SL32PCE.	3294G	Jeu de cathéters Hemo-Cath® LT 12.5F x 32 cm (ballonnet 27 cm à partir de la pointe)

Configurations des kits chirurgicaux :

Type de configuration
Jeu 8F
Jeu 12.5F
Jeu pré-courbé 12.5F

2. Utilisation prévue du dispositif

Objectif visé	Les cathéters Hemo-Cath® LT sont destinés à être utilisés chez les patients adultes et pédiatriques qui ne disposent pas d'un accès vasculaire permanent fonctionnel ou qui ne sont pas candidats à un accès vasculaire permanent et pour lesquels un accès vasculaire veineux central pour l'hémodialyse et l'aphérèse est jugé nécessaire
---------------	---

	sur la base des indications d'un médecin qualifié et agréé. Le cathéter est destiné à être utilisé sous le contrôle et l'évaluation réguliers de professionnels de santé qualifiés. Ce cathéter est un dispositif à usage unique.
Indication(s)	Les cathéters Hemo-Cath® LT sont indiqués pour une utilisation à court ou à long terme lorsqu'un accès vasculaire est nécessaire pendant au moins 14 jours à des fins d'hémodialyse ou d'aphérèse.
Groupe(s) de patients visé(s)	Les cathéters Hemo-Cath® LT sont destinés à être utilisés chez les patients adultes et pédiatriques qui ne disposent pas d'un accès vasculaire permanent fonctionnel ou qui ne sont pas candidats à un accès vasculaire permanent et pour lesquels un accès vasculaire veineux central pour l'hémodialyse et l'aphérèse est jugé nécessaire sur la base des indications d'un médecin qualifié et agréé.
Contre-indications	<ul style="list-style-type: none"> Allergies avérées ou présumées à l'un des composants du cathéter ou du kit. Ce dispositif est contre-indiqué chez les patients présentant une coagulopathie ou une thrombocytopénie sévère et non contrôlée.

3. Description du dispositif



Figure 1 : Hemo-Cath® LT pré-courbé



Figure 2 : Hemo-Cath® LT droit

Description du dispositif	Les cathéters Hemo-Cath® LT sont des cathéters à long terme. Les cathéters sont à double tube. Les cathéters retirent et renvoient le sang par deux lignes distinctes. Chaque tube est relié par une tubulure d'extension. La transition entre la lumière et l'extension se situe dans une embase moulée. Le volume d'amorçage de chaque tube est marqué par des anneaux de couleur sur les clamps des extensions. Un ballonnet en polyester sur la tubulure du cathéter contribue à fixer le cathéter au patient.
---------------------------	--

<p>Matériaux / substances en contact avec les tissus du patient</p>	<p>Les fourchettes de pourcentages ci-dessous sont basées sur le poids des cathéters. Le cathéter de 18 cm pèse 11,44 grammes. Le cathéter de 24 cm pèse 11,81 grammes.</p> <table border="1" data-bbox="626 325 1328 657"> <thead> <tr> <th colspan="2">Hemo-Cath® LT 8F</th> </tr> <tr> <th>Matériau</th> <th>% masse (m/m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Silicone</td> <td>54,70 - 55,66</td> </tr> <tr> <td>Copolymère d'acétal</td> <td>20,19 - 20,85</td> </tr> <tr> <td>Polyuréthane</td> <td>14,99 - 15,48</td> </tr> <tr> <td>Acrylonitrile butadiène styrène</td> <td>6,04 - 6,24</td> </tr> <tr> <td>Sulfate de baryum</td> <td>1,75 - 2,17</td> </tr> <tr> <td>Polyéthylène téréphtalate</td> <td>0,95 - 0,99</td> </tr> </tbody> </table> <p>Les fourchettes de pourcentages ci-dessous sont basées sur le poids des cathéters. Le cathéter de 15 cm pèse 12,08 grammes. Le cathéter de 32 cm pèse 13,89 grammes.</p> <table border="1" data-bbox="626 827 1328 1159"> <thead> <tr> <th colspan="2">Hemo-Cath® LT 12.5F</th> </tr> <tr> <th>Matériau</th> <th>% masse (m/m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Silicone</td> <td>55,00 - 58,92</td> </tr> <tr> <td>Copolymère d'acétal</td> <td>17,16 - 19,74</td> </tr> <tr> <td>Polyuréthane</td> <td>13,31 - 15,31</td> </tr> <tr> <td>Acrylonitrile butadiène styrène</td> <td>5,20 - 5,98</td> </tr> <tr> <td>Sulfate de baryum</td> <td>1,91 - 3,62</td> </tr> <tr> <td>Polyéthylène téréphtalate</td> <td>1,79 - 2,06</td> </tr> </tbody> </table> <p>Remarque : le dispositif ne doit pas être utilisé si vous êtes allergique aux matériaux mentionnés ci-dessus.</p> <p>Remarque : les accessoires contenant de l'acier inoxydable peuvent inclure jusqu'à 4 % de cobalt, une substance classée CMR.</p>	Hemo-Cath® LT 8F		Matériau	% masse (m/m)	Silicone	54,70 - 55,66	Copolymère d'acétal	20,19 - 20,85	Polyuréthane	14,99 - 15,48	Acrylonitrile butadiène styrène	6,04 - 6,24	Sulfate de baryum	1,75 - 2,17	Polyéthylène téréphtalate	0,95 - 0,99	Hemo-Cath® LT 12.5F		Matériau	% masse (m/m)	Silicone	55,00 - 58,92	Copolymère d'acétal	17,16 - 19,74	Polyuréthane	13,31 - 15,31	Acrylonitrile butadiène styrène	5,20 - 5,98	Sulfate de baryum	1,91 - 3,62	Polyéthylène téréphtalate	1,79 - 2,06
Hemo-Cath® LT 8F																																	
Matériau	% masse (m/m)																																
Silicone	54,70 - 55,66																																
Copolymère d'acétal	20,19 - 20,85																																
Polyuréthane	14,99 - 15,48																																
Acrylonitrile butadiène styrène	6,04 - 6,24																																
Sulfate de baryum	1,75 - 2,17																																
Polyéthylène téréphtalate	0,95 - 0,99																																
Hemo-Cath® LT 12.5F																																	
Matériau	% masse (m/m)																																
Silicone	55,00 - 58,92																																
Copolymère d'acétal	17,16 - 19,74																																
Polyuréthane	13,31 - 15,31																																
Acrylonitrile butadiène styrène	5,20 - 5,98																																
Sulfate de baryum	1,91 - 3,62																																
Polyéthylène téréphtalate	1,79 - 2,06																																
<p>Informations sur les substances médicinales dans le dispositif</p>	<p>S/O</p>																																
<p>Comment le dispositif atteint son mode d'action prévu</p>	<p>Les cathéters d'hémodialyse sont des tubes d'accès placés de manière centrale. Un cathéter d'hémodialyse type utilise un tube fin et flexible. Le tube comprend deux ouvertures. Le tube est inséré dans une grande veine. La veine est généralement la veine jugulaire interne. Le sang est extrait par une lumière du cathéter. Le sang est acheminé vers l'appareil de dialyse par un jeu de tubulures distinct. Le sang est ensuite traité et filtré. Le sang retourne vers le patient par la deuxième lumière. Ce dispositif est utilisé lorsque la dialyse doit commencer immédiatement. Les patients peuvent ne pas présenter de fistule ou de greffe AV fonctionnelle. L'hémodialyse par cathéter est généralement pratiquée à court terme. Un accès à long terme est possible dans certains cas. Par exemple, en présence de problèmes</p>																																

	de support d'une fistule ou d'une greffe AV. Le cathéter peut également être utilisé pour l'aphérèse. L'aphérèse peut avoir lieu dans une banque de sang ou un centre d'hémodialyse. Comme l'hémodialyse, les traitements par aphérèse prélèvent du sang dans le cathéter, puis le renvoient par le cathéter. Il existe différents types d'aphérèse. Alors que l'hémodialyse nettoie le sang, l'aphérèse sépare et élimine un composant du sang.	
Informations sur la stérilisation	Contenu stérile et apyrogène dans un emballage non ouvert intact. Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.	
Description des accessoires	Nom de l'accessoire	Description de l'accessoire
	Fil-guide	Sert de chemin pour d'autres composants.
	Entraîneur de fil-guide	Facilite l'introduction du fil-guide.
	Aiguille d'introduction	Placée dans la veine cible pour obtenir l'accès.
	Tunnélisateur	Crée une poche entre le muscle et la peau pour le cathéter.
	Pince Hemo-Cath	Ancre les extensions.
	Introducteur pelable	Utilisé pour obtenir un accès veineux central.
	Bouchon obturateur	Permet de garder le cathéter propre entre les traitements.
	Dilatateur	Utilisé pour agrandir l'ouverture d'un vaisseau.
	Scalpel	Dispositif de coupe.
	Seringue	Facilite le retour du sang une fois que l'aiguille a perforé la veine.
Tegaderm	Pansement qui protège le cathéter de la contamination.	

4. Risques et mises en garde

Contactez votre professionnel de santé si vous pensez ressentir des effets secondaires liés au dispositif ou à son utilisation ou si vous êtes préoccupé par les risques. Ce document n'est pas destiné à remplacer une consultation avec votre professionnel de santé si nécessaire.

Comment les risques potentiels ont été contrôlés ou gérés	<p>36 417 dispositifs ont été vendus depuis janvier 2019. Des effets secondaires et des risques sont associés à ce dispositif. Ces derniers sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Infection • Saignement • Retrait du cathéter • Remplacement du cathéter <p>Ces risques sont réduits à un niveau acceptable. L'étiquetage décrit les risques. L'avantage de ce dispositif est l'accès pour l'hémodialyse lorsque les autres solutions ne conviennent pas. Ces bénéfices l'emportent sur les risques.</p>
---	--

Risques et effets indésirables restants	<p>Le cathéter Hemo-Cath® LT est associé à des risques. Ces derniers sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retards de procédure • Thrombose • Infections • Perforations • Embolie • Événement cardiaque • Insatisfaction <p>Ces risques correspondent à ceux d'autres cathéters de dialyse. Ils ne sont pas propres au produit Medcomp. Parmi les réactions les plus courantes, citons l'infection. L'infection peut être associée à une intervention chirurgicale générale et à une hospitalisation. L'infection n'est pas toujours liée au dispositif.</p>																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="4">Catégorie de dommage résiduel du patient</th> <th colspan="2">Quantification des risques résiduels</th> </tr> <tr> <th>Réclamations (1er janvier 2019 - 30 septembre 2024)</th> <th>Activités de suivi clinique post-commercialisation</th> </tr> <tr> <th>Unités vendues : 36 417</th> <th>Unités étudiées : 495</th> </tr> <tr> <th>Nombre de cas par événement</th> <th>Nombre de cas par événement</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Réaction allergique</td> <td>Non rapporté.</td> <td>1 événement sur 500 cas.</td> </tr> <tr> <td>Saignement</td> <td>1 événement sur 7 000 cas.</td> <td>1 événement sur 500 cas.</td> </tr> <tr> <td>Événement cardiaque</td> <td>1 événement sur 30 000 cas..</td> <td>1 événement sur 500 cas.</td> </tr> <tr> <td>Embolie</td> <td>1 événement sur 30 000 cas.</td> <td>Non rapporté.</td> </tr> <tr> <td>Infection</td> <td>Non rapporté.</td> <td>1 événement sur 10 cas.</td> </tr> <tr> <td>Perforation</td> <td>Non rapporté.</td> <td>Non rapporté.</td> </tr> <tr> <td>Sténose</td> <td>Non rapporté.</td> <td>Non rapporté.</td> </tr> <tr> <td>Lésion tissulaire</td> <td>Non rapporté.</td> <td>Non rapporté.</td> </tr> <tr> <td>Thrombose</td> <td>Non rapporté.</td> <td>1 événement sur 500 cas.</td> </tr> <tr> <td>Complications diverses</td> <td>Non rapporté.</td> <td>Non rapporté.</td> </tr> </tbody> </table>		Catégorie de dommage résiduel du patient	Quantification des risques résiduels		Réclamations (1er janvier 2019 - 30 septembre 2024)	Activités de suivi clinique post-commercialisation	Unités vendues : 36 417	Unités étudiées : 495	Nombre de cas par événement	Nombre de cas par événement	Réaction allergique	Non rapporté.	1 événement sur 500 cas.	Saignement	1 événement sur 7 000 cas.	1 événement sur 500 cas.	Événement cardiaque	1 événement sur 30 000 cas..	1 événement sur 500 cas.	Embolie	1 événement sur 30 000 cas.	Non rapporté.	Infection	Non rapporté.	1 événement sur 10 cas.	Perforation	Non rapporté.	Non rapporté.	Sténose	Non rapporté.	Non rapporté.	Lésion tissulaire	Non rapporté.	Non rapporté.	Thrombose	Non rapporté.	1 événement sur 500 cas.	Complications diverses	Non rapporté.
Catégorie de dommage résiduel du patient	Quantification des risques résiduels																																							
	Réclamations (1er janvier 2019 - 30 septembre 2024)	Activités de suivi clinique post-commercialisation																																						
	Unités vendues : 36 417	Unités étudiées : 495																																						
	Nombre de cas par événement	Nombre de cas par événement																																						
Réaction allergique	Non rapporté.	1 événement sur 500 cas.																																						
Saignement	1 événement sur 7 000 cas.	1 événement sur 500 cas.																																						
Événement cardiaque	1 événement sur 30 000 cas..	1 événement sur 500 cas.																																						
Embolie	1 événement sur 30 000 cas.	Non rapporté.																																						
Infection	Non rapporté.	1 événement sur 10 cas.																																						
Perforation	Non rapporté.	Non rapporté.																																						
Sténose	Non rapporté.	Non rapporté.																																						
Lésion tissulaire	Non rapporté.	Non rapporté.																																						
Thrombose	Non rapporté.	1 événement sur 500 cas.																																						
Complications diverses	Non rapporté.	Non rapporté.																																						
Mises en garde et précautions	<p>Les mises en garde, précautions ou mesures destinées au patient sont décrites ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour réduire le risque de pénétration de bactéries dans le cathéter, porter un masque sur votre nez et votre bouche chaque fois que le patient accède au cathéter. 																																							

	<ul style="list-style-type: none"> • Maintenir le pansement du cathéter propre et sec. Le pansement doit être changé par un professionnel de santé à chaque séance de dialyse. • Éviter toute immersion du cathéter ou du site du cathéter dans l'eau. L'humidité à proximité du site du cathéter peut potentiellement engendrer une infection. • Demander au médecin d'expliquer les signes et les symptômes d'une infection du cathéter. • Ne jamais retirer le bouchon à l'extrémité du cathéter. Le bouchon et les clamps du cathéter doivent être maintenus fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour la dialyse.
Résumé de toute mesure corrective de sécurité (FSCA)	Aucun rappel du dispositif entre le 1er octobre 2023 et le 30 septembre 2024 n'a été rapporté.

5. Résumé de l'évaluation clinique et du suivi clinique post-commercialisation

Contexte clinique du dispositif
Le cathéter Hemo-Cath® LT est disponible depuis 1989. Le marquage CE a été reçu en novembre 1997. L'autorisation de la FDA des États-Unis date de mai 1989. Tous les modèles inclus devraient être distribués dans l'Union européenne.
Données probantes cliniques pour le marquage CE
<p>L'examen de la littérature clinique a permis d'identifier 13 articles relatifs à la sécurité et/ou aux performances du dispositif en question lorsque ce dernier est utilisé comme prévu. Ces articles comprennent environ 342 cas. Quatre activités de données au niveau des patients ont reçu des informations sur 495 cathéters. 3 enquêtes auprès des utilisateurs ont été reçues concernant ce dispositif.</p> <p>Les conclusions de la littérature clinique et des données cliniques étayent les performances du dispositif en question. Toutes les données relatives au cathéter Hemo-Cath® LT ont été évaluées. Les bénéfices du dispositif en question l'emportent sur les risques lorsque le dispositif est utilisé comme prévu. L'avantage du dispositif est de permettre l'hémodialyse et l'aphérèse chez les patients pour lesquels d'autres thérapies ou soins conservateurs ne sont pas souhaités par le médecin.</p>
Sécurité
<p>Il existe suffisamment de données pour prouver la conformité aux exigences applicables. Le dispositif est sûr et fonctionne comme prévu et indiqué par Medcomp. Ce dispositif est à la pointe de la technologie pour permettre un accès vasculaire à long terme pour l'hémodialyse et l'aphérèse chez les patients adultes et pédiatriques.</p> <p>Medcomp a examiné :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les données post-commercialisation • Les documents d'information de Medcomp • La documentation sur la gestion des risques

Les risques sont indiqués de manière appropriée et correspondent à l'état actuel des connaissances. Les risques associés au dispositif sont acceptables par rapport aux bénéfices. 134 réclamations ont été enregistrées pour 36 417 unités vendues entre le 1er janvier 2019 et le 30 septembre 2024. Le taux de réclamation est de 0,368 %.

6. Alternatives thérapeutiques possibles

Lorsque vous envisagez des traitements alternatifs, il est recommandé de contacter votre professionnel de santé qui pourra examiner votre situation individuelle. Les directives de pratique clinique 2019 de la Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (KDOQI) ont été utilisées pour étayer les recommandations de traitement ci-dessous.

Alternatives à l'hémodialyse :

Traitement	Avantages	Inconvénients	Principaux risques
Fistule AV	<ul style="list-style-type: none"> • Solution permanente. • Taux de complication inférieur à celui du cathéter. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nécessite du temps. • Les patients doivent parfois s'auto-cathétériser. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sténose • Thrombose • Anévrisme • Hypertension pulmonaire • Syndrome de vol • Septicémie
Cathéter d'hémodialyse	<ul style="list-style-type: none"> • Utile pour un accès rapide. • Peut être utilisé comme une méthode de transition entre les thérapies. 	<ul style="list-style-type: none"> • Non permanent. • Un dysfonctionnement du cathéter peut survenir. • Les bénéfices ne sont pas nécessairement les mêmes pour tous. 	<ul style="list-style-type: none"> • Saignement post-opératoire • Infection • Thrombose • Diminution du flux sanguin dans un cathéter dysfonctionnel • Événements cardiovasculaires • Formation d'une gaine de fibrine autour du cathéter • Septicémie
Dialyse péritonéale	<ul style="list-style-type: none"> • Régime moins restrictif que l'hémodialyse. • Ne nécessite pas d'hospitalisation. 	<ul style="list-style-type: none"> • L'évacuation des impuretés est limitée par le flux et l'espace. 	<ul style="list-style-type: none"> • Péritonite • Septicémie • Surcharge hydrique
Transplantation rénale	<ul style="list-style-type: none"> • Meilleure qualité de vie. • Diminution du risque de décès. • Moins de restrictions alimentaires. 	<ul style="list-style-type: none"> • Requier un donateur. • Plus risqué pour certains groupes. • Le patient doit prendre des médicaments à vie. 	<ul style="list-style-type: none"> • Thrombose • Hémorragie • Obstruction de l'uretère • Infection • Rejet d'organe • Décès

Traitement	Avantages	Inconvénients	Principaux risques
		<ul style="list-style-type: none"> Les médicaments ont des effets secondaires. 	<ul style="list-style-type: none"> Infarctus du myocarde Accident vasculaire cérébral
Soins conservateurs complets	<ul style="list-style-type: none"> Charge symptomatique moins imposée que la dialyse. Préserve la satisfaction de vie. 	<ul style="list-style-type: none"> Peut aggraver l'état clinique. Non conçu pour le traitement. 	<ul style="list-style-type: none"> Le traitement ne permet pas nécessairement de réduire les risques associés à la MRC.

Alternatives à l'aphérèse :

Traitement	Avantages	Inconvénients	Principaux risques
Fistule AV	<ul style="list-style-type: none"> Solution permanente. Taux de complication inférieur à celui du cathéter. 	<ul style="list-style-type: none"> Nécessite du temps. Les patients doivent parfois s'auto-cathétériser. 	<ul style="list-style-type: none"> Sténose Thrombose Anévrisme Hypertension pulmonaire Syndrome de vol Septicémie
Cathéter d'hémodialyse	<ul style="list-style-type: none"> Utile pour un accès rapide. Peut être utilisé comme une méthode de transition entre les thérapies. 	<ul style="list-style-type: none"> Non permanent. Un dysfonctionnement du cathéter peut survenir. Les bénéfices ne sont pas nécessairement les mêmes pour tous. 	<ul style="list-style-type: none"> Saignement post-opératoire Infection Thrombose Diminution du flux sanguin dans un cathéter dysfonctionnel Événements cardiovasculaires Formation d'une gaine de fibrine autour du cathéter Septicémie
CVC à injection	<ul style="list-style-type: none"> Possibilité de perfusions multiples. Idéal pour l'initiation du traitement. Accès facile. Réduit au minimum les piqûres répétées. 	<ul style="list-style-type: none"> Impossibilité d'obtenir un accès dans les situations d'urgence. Nécessite une intervention chirurgicale. Risques liés à la chirurgie. Nécessite un entretien. 	<ul style="list-style-type: none"> Infection du point d'émergence cutané Lésion vasculaire Thrombocytopénie Infection du cathéter Occlusion Dysfonctionnement Thrombose

Traitement	Avantages	Inconvénients	Principaux risques
	<ul style="list-style-type: none"> • Mobilité accrue des patients. • Plus facile pour les patients en ambulatoire. 	<ul style="list-style-type: none"> • Risque élevé d'infection ou de thrombose. 	
Port implantable	<ul style="list-style-type: none"> • Diminue les lésions veineuses. • Plus facile à visualiser. • Réduit les risques de contact des médicaments corrosifs avec la peau. • Une seule perforation. • Un temps de séjour plus long. • Peut être permanent. • Esthétiquement, moins déplaisant. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nécessite une intervention chirurgicale. • Risques liés à la chirurgie. • Nécessite un rinçage régulier. • Parfois le tissu mammaire chez les femmes rend l'accès douloureux et difficile. 	<ul style="list-style-type: none"> • Extravasation de médicaments • Infection • Thromboembolie • Nécrose tissulaire de la peau sous-jacente / déhiscence de l'orifice
Cathéters intraveineux périphériques (PIV)	<ul style="list-style-type: none"> • Ne nécessite pas d'intervention chirurgicale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Taux d'hémolyse plus élevés. • Ne peut être utilisé pour les thérapies avec des agents vésicants. • Utilisation maximale de quatre jours. 	<ul style="list-style-type: none"> • Thrombose • Phlébite • Infection

Alternatives pour la pédiatrie :

Traitement	Avantages	Inconvénients	Principaux risques
Fistule AV	<ul style="list-style-type: none"> • Accès vasculaire pédiatrique préféré. • Meilleure clairance des solutés. • Taux de complication 	<ul style="list-style-type: none"> • Difficulté technique chez les enfants présentant de petites veines. • Ne convient pas à certaines tailles de patients. 	<ul style="list-style-type: none"> • Risque élevé de vasospasme en raison de la petite taille des vaisseaux. • Échec primaire et thrombose d'accès précoce.

Traitement	Avantages	Inconvénients	Principaux risques
	<p>inférieur à celui du cathéter.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diminution du risque d'infection et de thrombose. 		
Cathéter d'hémodialyse	<ul style="list-style-type: none"> • Excellente alternative en cas d'apparition rapide d'une insuffisance rénale. • Possibilité de l'utiliser en l'absence de piqûres d'aiguille. • Diminution du risque d'insuffisance cardiaque. 	<ul style="list-style-type: none"> • Taux d'infection élevés. • Taux d'échec/de remplacement élevé. • Traitement potentiellement mauvais. 	<ul style="list-style-type: none"> • Complications éventuelles avec morbidité et mortalité importantes. • Arythmie possible • Lésions permanentes du système veineux central.
Dialyse péritonéale	<ul style="list-style-type: none"> • Mieux adapté aux enfants. 	<ul style="list-style-type: none"> • La réussite à long terme est limitée par les complications infectieuses et l'échec progressif de l'ultrafiltration. 	<ul style="list-style-type: none"> • Infection du point d'émergence cutané et du tunnel • Péritonite
Transplantation rénale	<ul style="list-style-type: none"> • Croissance linéaire accrue et possibilité de progrès remarquables dans le développement social et intellectuel. • La survie du greffon est d'environ 12 à 15 ans chez les enfants. 	<ul style="list-style-type: none"> • Augmentation du risque de cancer au cours de la vie. • Les nouveau-nés et les nourrissons peuvent ne pas être assez grands pour recevoir une transplantation. Les patients doivent généralement peser entre 8 et 10 kg. 	<ul style="list-style-type: none"> • Infections, troubles lymphoprolifératifs post-transplantation et malignité • Le rejet de greffe peut être difficile à diagnostiquer.

7. Formation suggérée pour les utilisateurs

Il est impératif que le cathéter soit introduit, manipulé et retiré par un médecin qualifié et agréé, ou par un autre professionnel de santé compétent sous la direction d'un médecin. Dans certains cas, les patients susceptibles de bénéficier d'une hémodialyse à domicile peuvent manipuler les raccords externes du cathéter.

Consultez les directives de la Société internationale d'hémodialyse. Si la dialyse à domicile est recommandée, vous suivrez une formation approfondie. Les objectifs du programme de formation sont les suivants :

- 1) Vous donner des informations pour réaliser une dialyse en toute sécurité à domicile.
- 2) Vous permettre de surveiller et de gérer votre maladie.
- 3) Vous aider à surmonter les craintes et les restrictions liées à l'hémodialyse à domicile.

Le rapport idéal entre le formateur infirmier et le patient est généralement de 1:1. Un calendrier de formation sera créé. La formation sera personnalisée en fonction de vos besoins.

Abréviation	Définition
AV	Artério-veineux
CE	Conformité Européenne (European Conformity)
MRC	Maladie rénale chronique
cm	centimètre
CMR	Cancérigène, mutagène, reprotoxique
CVC	Cathéter veineux central
F	Français (épaisseur du cathéter)
FDA	Food and Drug Administration
FSCA	Field Safety Corrective Action (Mesure corrective de sécurité)
IV	Voie intraveineuse
KDOQI	Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (Initiative pour la qualité des résultats des maladies rénales)
PA	Pennsylvanie
PIV	Cathéters intraveineux périphériques
SSCP	Résumé de la sécurité et des performances cliniques
USA	États-Unis d'Amérique
m/m	Masse sur masse

Ajouter une copie à la « Documentation MDR » (parapher et dater) :