


DUO-FLOW®

LADO A LADO



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Diseño de lumen de **doble "D"** interna

Punta cónica con orificios laterales grandes

Extensiones **rectas o curvadas**

Disponible en 9F, 11F, 12F y 14F para adaptarse a varias poblaciones de pacientes

DUO-FLOW® LADO A LADO

Información para Realizar Pedidos

JUEGO BÁSICO DE 9F, 11F, 12F, Y 14F		
AS099121GL	DUO-FLOW® DE 9F X 12CM, LADO A LADO, RECTO	10/CAJA
AS099151GL	DUO-FLOW® DE 9F X 15CM, LADO A LADO, RECTO	10/CAJA
AC099121GL	DUO-FLOW® DE 9F X 12CM, LADO A LADO, EXTENSIÓN CURVADA	10/CAJA
AC099151GL	DUO-FLOW® DE 9F X 15CM, LADO A LADO, EXTENSIÓN CURVADA	10/CAJA
AS0911121GL	DUO-FLOW® DE 11F X 12CM, LADO A LADO, RECTO	10/CAJA
AS0911151GL	DUO-FLOW® DE 11F X 15CM, LADO A LADO, RECTO	10/CAJA
AS0911201GL	DUO-FLOW® DE 11F X 20CM, LADO A LADO, RECTO	10/CAJA
AS0911241GL	DUO-FLOW® DE 11F X 24CM, LADO A LADO, RECTO	10/CAJA
AC0911121GL	DUO-FLOW® DE 11F X 12CM, LADO A LADO, EXTENSIÓN CURVADA	10/CAJA
AC0911151GL	DUO-FLOW® DE 11F X 15CM, LADO A LADO, EXTENSIÓN CURVADA	10/CAJA
AC0911201GL	DUO-FLOW® DE 11F X 20CM, LADO A LADO, EXTENSIÓN CURVADA	10/CAJA
AS0912151GL	DUO-FLOW® DE 12F X 15CM, LADO A LADO, RECTO	10/CAJA
AS0912201GL	DUO-FLOW® DE 12F X 20CM, LADO A LADO, RECTO	10/CAJA
AS0912241GL	DUO-FLOW® DE 12F X 24CM, LADO A LADO, RECTO	10/CAJA
AC0912131GL	DUO-FLOW® DE 12F X 13CM, LADO A LADO, EXTENSIÓN CURVADA	10/CAJA
AC0912151GL	DUO-FLOW® DE 12F X 15CM, LADO A LADO, EXTENSIÓN CURVADA	10/CAJA
AC0912201GL	DUO-FLOW® DE 12F X 20CM, LADO A LADO, EXTENSIÓN CURVADA	10/CAJA
AS0914151GL	DUO-FLOW® DE 14F X 15CM, LADO A LADO, RECTO	10/CAJA
AS0914201GL	DUO-FLOW® DE 14F X 20CM, LADO A LADO, RECTO	10/CAJA
AS0914241GL	DUO-FLOW® DE 14F X 24CM, LADO A LADO, RECTO	10/CAJA
AC0914151GL	DUO-FLOW® DE 14F X 25CM, LADO A LADO, EXTENSIÓN CURVADA	10/CAJA
AC0914201GL	DUO-FLOW® DE 14F X 20CM, LADO A LADO, EXTENSIÓN CURVADA	10/CAJA
AC0914241GL	DUO-FLOW® DE 14F X 24CM, LADO A LADO, EXTENSIÓN CURVADA	10/CAJA

EL JUEGO BÁSICO CONTIENE: (1) Catéter (1) Aguja de introducción (1) Guía marcada (1) Dilatador (2) Tapones de extremo

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOS RIESGOS

Indicaciones de Uso: El catéter de doble lumen Duo-Flow® lado a lado está diseñado para el acceso venoso central a corto plazo para la hemodiálisis, la aféresis y la infusión.

Contraindicaciones: El catéter no se debe utilizar para ningún otro fin distinto al indicado en estas instrucciones. El catéter de doble lumen Duo-Flow® lado a lado está diseñado para el uso a corto plazo (menos de 30 días). No utilice este catéter en vasos trombosados ni para punción de la arteria subclavia si el ventilador está en funcionamiento. No utilice este catéter si se dan las siguientes circunstancias: El tamaño corporal del paciente no es suficiente para colocar el dispositivo implantado. El tejido superficial o profundo no permite la estabilidad o el acceso adecuado del dispositivo. Existen limitaciones fisiológicas conocidas que no permiten la colocación del dispositivo. El paciente padece alergias conocidas o sospechosas a alguno de los materiales del dispositivo. El paciente recibió una radiación significativa en el sitio de salida o el túnel. El paciente padece una enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave.

Consulte las instrucciones de uso provistas con el producto para ver las instrucciones, advertencias, precauciones y contraindicaciones completas. Tenga en cuenta todas las instrucciones de uso antes de utilizar los productos. Si no lo hace, el paciente puede experimentar complicaciones.