


# CATÉTERES PARA DIÁLISIS PERITONEAL

## Accesorios



Accesorios para DP		
MBCAGL	ADAPTADOR LUER LOCK CON PÚAS	20/CAJA
MTCGL	ADAPTADOR LUER LOCK DE TITANIO CON PÚAS	5/CAJA
TBCGL	CONECTOR DE TITANIO CON PÚAS	50/CAJA
MCSGL	ESTILETE DE CATÉTER PARA DP	5/CAJA
MTSGL	TUNELIZADOR DE CATÉTER PARA DP	10/CAJA
FSXGL	TUNELIZADOR CURVO SERIE X	5/CAJA
TRXGL	VARILLA TUNELIZADORA SERIE X	5/CAJA

### INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE RIESGOS

#### SERIE I Y SERIE V

**Indicaciones de uso:** El catéter peritoneal está indicado para diálisis peritoneal crónica.

**Contraindicaciones:** Este catéter está contraindicado en pacientes que no son candidatos aptos para el tratamiento de diálisis peritoneal.

#### SERIE X

**Indicaciones de uso:** El catéter peritoneal está indicado para diálisis peritoneal crónica. La longitud extendida del catéter serie X lo hace especialmente adecuado para pacientes de diálisis peritoneal cuando es necesario ubicar el sitio de salida de la piel lejos de la región abdominal inferior habitual. El catéter puede indicarse especialmente en pacientes con obesidad, pliegues abdominales blandos en la piel, incontinencia urinaria o fecal, intertrigo crónico por levaduras, estomas intestinales, o en pacientes que desean tomar baños en bañeras profundas.

**Contraindicaciones:** Este catéter está contraindicado en pacientes que no son candidatos aptos para el tratamiento de diálisis peritoneal. Una ubicación en el sitio de salida en la parte superior del tórax (preesternal) del catéter serie X puede estar contraindicada en pacientes a quienes se les haya realizado un aumento o una reconstrucción de mamas, o una traqueostomía. Sin embargo, este grupo de pacientes pueden ser candidatos aptos para una ubicación del sitio de salida del catéter serie X en la parte abdominal superior.

#### ADAPTADOR LUER LOCK CON PÚAS

**Indicaciones de uso:** El adaptador Luer Lock con púas Medcomp® está indicado para uso a largo plazo como punto de conexión para catéteres de diálisis peritoneal y conectores Luer macho.

**Contraindicaciones:** Solo se debe usar con el catéter provisto por Medcomp®. Alergias conocidas o presuntamente asociadas al dispositivo.

#### ADAPTADOR LUER LOCK DE TITANIO CON PÚAS

**Indicaciones de uso:** El adaptador Luer Lock de titanio con púas Medcomp® está indicado para uso a largo plazo como punto de conexión para catéteres de diálisis peritoneal y conectores Luer macho.

**Contraindicaciones:** Solo se debe usar con el catéter provisto por Medcomp®. Alergias conocidas o presuntamente asociadas al dispositivo.

#### ESTILETE DE CATÉTER PARA DP

**Indicaciones de uso:** El estilete de catéter peritoneal Medcomp® está indicado para uso transitorio a fin de mantener el catéter de diálisis peritoneal recto y maniobrable durante la inserción en el peritoneo.

**Contraindicaciones:** Solo se debe usar con el catéter provisto por Medcomp®.

#### TUNELIZADOR DE CATÉTER PARA DP

**Indicaciones de uso:** El tunelizador de catéter peritoneal Medcomp® está indicado para uso transitorio a fin de disecar tejido y crear la abertura del túnel subcutáneo.


#### TUNELIZADOR CURVO SERIE X

**Indicaciones de uso:** El tunelizador curvo de catéter peritoneal Medcomp® serie X está indicado para uso transitorio a fin de disecar tejido y crear la abertura del túnel subcutáneo.

#### VARILLA TUNELIZADORA SERIE X

**Indicaciones de uso:** La varilla tunelizadora de catéter peritoneal Medcomp® serie X está indicada para uso transitorio a fin de disecar tejido y crear la abertura del túnel subcutáneo.

Consulte las instrucciones de uso provistas con el producto para conocer las instrucciones completas, advertencias, precauciones y contraindicaciones. Siga todas las instrucciones de uso antes de utilizar los productos. Si no lo hace, pueden presentarse complicaciones en el paciente.



## Serie I

Material  
**Silicona**

**SIL**

Diseño de la punta  
**Recta y en espiral**



Tamaño French  
**15 F**



Manguitos  
**Simple y doble**



Código	Descripción	Cantidad por caja	Punta distal a manguito (cm)	Manguito a manguito (cm)	Manguito a espiral (cm)
<b>SOLO CATÉTER, RECTO</b>					
MPP41SGL	CATÉTER SERIE I DE 15 F X 41 CM, MANGUITO PREPERITONEAL SIMPLE	5	15	-	-
MPP46SGL	CATÉTER SERIE I DE 15 F X 46 CM, MANGUITO PREPERITONEAL SIMPLE	5	20	-	-
MSC31SGL	CATÉTER SERIE I DE 15 F X 31 CM, MANGUITO SUBCUTÁNEO SIMPLE	5	10,25	-	-
MSC37SGL	CATÉTER SERIE I DE 15 F X 37 CM, MANGUITO SUBCUTÁNEO SIMPLE	5	16,25	-	-
MSC42SGL	CATÉTER SERIE I DE 15 F X 42 CM, MANGUITO SUBCUTÁNEO SIMPLE	5	21	-	-
MSC46SGL	CATÉTER SERIE I DE 15 F X 46 CM, MANGUITO SUBCUTÁNEO SIMPLE	5	25	-	-
MDC31SGL	CATÉTER SERIE I DE 15 F X 31 CM, MANGUITO DOBLE	5	6,5	3	-
MDC32SGL	CATÉTER SERIE I DE 15 F X 32,25 CM, MANGUITO DOBLE	5	7	3,5	-
MDC37SGL	CATÉTER SERIE I DE 15 F X 37 CM, MANGUITO DOBLE	5	10	5	-
MDC42SGL	CATÉTER SERIE I DE 15 F X 42 CM, MANGUITO DOBLE	5	15	5	-
MDC47SGL	CATÉTER SERIE I DE 15 F X 47 CM, MANGUITO DOBLE	5	20	5	-
<b>SOLO CATÉTER, EN ESPIRAL</b>					
MPP40CGL	CATÉTER SERIE I DE 15 F X 40,25 CM, MANGUITO PREPERITONEAL SIMPLE	5	16,36	-	13
MPP57CGL	CATÉTER SERIE I DE 15 F X 57,5 CM, MANGUITO PREPERITONEAL SIMPLE	5	13	-	7
MPP60CGL	CATÉTER SERIE I DE 15 F X 60 CM, MANGUITO PREPERITONEAL SIMPLE	5	15	-	10
MDC57CGL	CATÉTER SERIE I DE 15 F X 57,5 CM, MANGUITO DOBLE	5	12	6	8
MDC63CGL	CATÉTER SERIE I DE 15 F X 63 CM, MANGUITO DOBLE	5	19	6	14
<b>JUEGO BÁSICO, RECTO</b>					
MPD-146GL	CATÉTER SERIE I DE 15 F X 46 CM, MANGUITO PREPERITONEAL SIMPLE	5	20	-	-
MPD-146SGL	CATÉTER SERIE I DE 15 F X 46 CM, MANGUITO SUBCUTÁNEO SIMPLE	5	25	-	-
MPD-242GL	CATÉTER SERIE I DE 15 F X 42 CM, MANGUITO DOBLE	5	15	5	-
<b>JUEGO BÁSICO, EN ESPIRAL</b>					
MPD-160GL	CATÉTER SERIE I DE 15 F X 60 CM, MANGUITO PREPERITONEAL SIMPLE	5	34	-	15
MPD-257GL	CATÉTER SERIE I DE 15 F X 57,5 CM, MANGUITO DOBLE	5	31	6	12
MPD-263GL	CATÉTER SERIE I DE 15 F X 63 CM, MANGUITO DOBLE	5	38,25	6	19

**Contenido de solo catéter:** (1) Catéter (1) Luer hembra (1) Abrazadera (1) Tapa terminal

**Contenido del juego básico:** (1) Catéter (1) Aguja introductora (1) Alambre guía (1) Avanzador del alambre guía (1) Jeringa (1) Bisturí (1) Tunelizador (1) Introdutor pelable (1) Luer hembra (1) Abrazadera (6) Gasas (1) Tapa terminal

## Serie V

Material  
**Silicona**

**SIL**

Diseño de la punta  
**Recta y en espiral**



Tamaño French  
**15 F**



Manguitos  
**Doble**



Código	Descripción	Cantidad por caja	Punta distal a manguito (cm)	Manguito a manguito (cm)	Manguito a espiral (cm)
<b>SOLO CATÉTER, RECTO</b>					
MC200301GL	CATÉTER SERIE V DE 15 F X 43 CM, IZQUIERDO	5	15	5	-
MC200302GL	CATÉTER SERIE V DE 15 F X 43 CM, DERECHO	5	15	5	-
<b>SOLO CATÉTER, EN ESPIRAL</b>					
MC200401GL	CATÉTER SERIE V DE 15 F X 63 CM, IZQUIERDO	5	17,82	5	13
MC200402GL	CATÉTER SERIE V DE 15 F X 63 CM, DERECHO	5	17,82	5	13
MC200501GL	CATÉTER SERIE V DE 15 F X 57 CM, IZQUIERDO	5	14,10	5	9
<b>JUEGO BÁSICO, RECTO</b>					
MC200101GL	CATÉTER SERIE V DE 15 F X 43 CM, IZQUIERDO	5	15	5	-
MC200102GL	CATÉTER SERIE V DE 15 F X 43 CM, DERECHO	5	15	5	-
<b>JUEGO BÁSICO, EN ESPIRAL</b>					
MC200201GL	CATÉTER SERIE V DE 15 F X 63 CM, IZQUIERDO	5	17,82	5	13
MC200202GL	CATÉTER SERIE V DE 15 F X 63 CM, DERECHO	5	17,82	5	13
MC200502GL	CATÉTER SERIE V DE 15 F X 57 CM, IZQUIERDO	5	14,10	5	9

**Contenido de solo catéter:** (1) Catéter (1) Luer hembra (1) Abrazadera (1) Tapa terminal

**Contenido del juego básico:** (1) Catéter (1) Aguja introductora (1) Alambre guía (1) Avanzador del alambre guía (1) Jeringa (1) Bisturí (1) Tunelizador (1) Introdutor pelable (1) Luer hembra (1) Abrazadera (6) Gasas (1) Tapa terminal

## Serie X

Material  
**Silicona**

**SIL**

Diseño de la punta  
**En espiral**



Tamaño French  
**15 F**



Código	Descripción	Cantidad por caja	Manguito a espiral (cm) – parte inferior del catéter	Manguito proximal a extremo del catéter (cm) – parte superior del catéter
<b>SOLO CATÉTER</b>				
MC20XCGL	CATÉTER SERIE X DE 15 F X 64 CM	5	12,75	28,5
<b>JUEGO BÁSICO</b>				
MC20XSGL	CATÉTER SERIE X DE 15 F X 64 CM	5	12,75	28,5

**Contenido de solo catéter:** (1) Catéter (1) Conector de titanio con púas (1) Luer hembra (1) Abrazadera (1) Tapa terminal

**Contenido del juego básico:** (1) Catéter (1) Conector de titanio con púas (1) Aguja introductora (1) Alambre guía (1) Avanzador del alambre guía (1) Jeringa (1) Bisturí (1) Tunelizador (1) Luer hembra (1) Abrazadera (6) Gasas (1) Tapa terminal (1) Cinta métrica